









**STAMPA 3D** 



# Indice










LaserMeiting	3 - 6
Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio	3
Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio	
telescopica secondaria	4
Scheletrato	5
Ripresa IBRIDA LaserMelting	6 - 8
Informazioni generali	6
Cobalto-cromo (CoCr) /	
Titanio Ripresa IBRIDA LaserMelting	
per tescopica secondaria	7
Cobalto-cromo (CoCr) /	
Titanio Ripresa IBRIDA LaserMelting	8
Fresato	9 - 14
Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio	
Cobalto-cromo (CoCr) /	
Titanio telescopica secondaria	10
Zirconia	11
Disilicato di litio / ceramica feldspatica / composito	12
Resina / PEEK / Cera	13
PEEK telescopica secondaria	14
Processo di fusione integrato	.15
Oro fuso	. 15
Stampa 3D	16
Modello stampato	
Servizi	17 - 20
Parametri d'aiuto	
r drametri d'aluto	1/ 20

Status: 06 / 2025




# Parametri suggeriti 3Shape Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio

### Overlay




### Parametri d'accoppiamento






# Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio telescopica secondaria

### Overlay



### Parametri d'accoppiamento





# Parametri suggeriti 3Shape Scheletrato

# Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio LaserMelting


	Area di sezione	Larghezza	Spessore
Barra sublinguale	6,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm	2,0 mm
Connettore ganci	3,5 mm <sup>2</sup>	3,0 mm	1,5 mm
Spalla ganci	1,6 mm <sup>2</sup>	1,8 mm	1,2 mm
Punta ganci	1,2 mm <sup>2</sup>	1,2 mm	1,0 mm
Appoggio doppio	2,5 mm <sup>2</sup>	-	1,4 mm
Appoggio singolo	-	-	0,6 mm
Placca palatina aperta	-	8,0 mm	1,0 - 1,2 mm
Placca palatina trasversale	-	10,0 mm	0,8 mm

### PEEK

Indicazioni CoCr / Ti + maggiorazione 50 %

#### Indicazioni

- I dati sono una guida approssimativa
- Lo scheletrato deve essere progettato da un punto di vista dentale e anatomico
- spessore minimo generale 0,6 mm
- è da evitare il fissaggio di barre o connettori



I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.



# Parametri suggeriti 3Shape Informazioni generali Ripresa IBRIDA LaserMelting

### Altezza del componente

Assicurarsi che l'altezza totale del componente sia inferiore a 15 mm nell'asse di inserzione rettilineo.

### Inserzioni divergenti

È necessario tenere conto delle divergenze tra le unità di inserzione. I fresatori consentono un'inclinazione di circa 30 gradi. Se la divergenza è eccessiva, potrebbero rimanere dei residui di materiale o ombre di fresatura.

### Bordi sovrapposti


Evitate i bordi sovrapposti. In queste aree potrebbe essere necessario rielaborare l'accoppiamento, in quanto potrebbero rimanere residui di materiale o ombre di fresatura.






# Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio Ripresa IBRIDA LaserMelting per tescopica secondaria

### Overlay




### Parametri d'accoppiamento








# Parametri suggeriti 3Shape Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio Ripresa IBRIDA LaserMelting



#### Aree da fresare

Assicurarsi che tutte le aree da fresare abbiano un diametro superiore a 2,4 mm, in particolare per i pilastri e le aree di sovrastruttura della barra.




### Spessore dei connettori

Per i lavori su più unità, lo spessore dei connettori deve essere di almeno  $7\ mm^2$ .




# Parametri suggeriti 3Shape Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio

### Overlay



### Parametri d'accoppiamento




I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.




# Cobalto-cromo (CoCr) / Titanio telescopica secondaria

### Overlay



### Parametri d'accoppiamento




I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.




# Parametri suggeriti 3Shape Zirconia

## Overlay



### Parametri d'accoppiamento




I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.




# Disilicato di litio / ceramica feldspatica / composito

### Overlay



### Parametri d'accoppiamento




I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.




# Parametri suggeriti 3Shape Resina / PEEK / Cera

### Overlay



### Parametri d'accoppiamento




I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.




# Parametri suggeriti 3Shape PEEK telescopica secondaria

### Overlay



### Parametri d'accoppiamento




I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.






# Parametri suggeriti 3Shape Oro fuso

### Overlay




### Parametri d'accoppiamento




Non modificare questi valori



# Modello stampato






I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.



# Parametri suggeriti 3Shape Parametri d'aiuto


### Effetti della modifica dei parametri più importanti



I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.




# Parametri d'aiuto



I parametri servono come valore guida e devono essere variati individualmente a seconda della geometria dei monconi, dello scanner e della sua applicazione.




# Parametri d'aiuto





# Parametri d'aiuto



CADdent® GmbH (sede operativa) Max-Josef-Metzger-Str. 6 | 86157 Augsburg | Germany CADdent® S.r.l. (sede legale) Via Leonardo da Vinci 12 | 39100 Bolzano (BZ) | Italy Telefono: +39 0471 1660026 E-mail: italia@caddent.it von Techniker zu Techniker