

.....**CAD**Tools.....

PMMA Blocks for Dental Use


Produktübersicht



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-------|
| Wir sind Ihr Partner | 3 |
| CADtools PMMA Clear | 4 - 5 |
| CADtools PMMA Mono | 6 - 7 |
| CADtools PMMA Multi | 8 - 9 |
| Versandkosten und Zahlungsmöglichkeiten | 10 |
| Service und Garantie | 11 |

Sämtliche Preise gültig je Rohling, zzgl. gesetzlicher
Umsatzsteuer und Versandkosten. Irrtümer, Druckfehler,
Preisänderungen vorbehalten. Stand: 08 / 2021



Für Ihre erfolgreiche Zukunft

Wir sind Ihr Partner

Aus der Vision „Erster Ansprechpartner für mehr Wertschöpfung in der Zahntechnik“ wurde ein Grundstein gesetzt, der das Handeln im Unternehmen ausrichtet.

Beste Qualität und ein **fares Preis-Leistungs-Verhältnis** kombiniert mit **Transparenz** und **Einfachheit** sind unsere Unternehmensgrundsätze. Diese Werte formen unsere Stärken und bilden Ihren Erfolg.

In der täglichen Zusammenarbeit konzentrieren wir uns auf die wesentlichen Themen die essentiell zur langfristigen Wertschöpfung - ökonomisch wie ökologisch - beitragen.

All diese richtungsweisenden Leitlinien dienen einem Ziel: Ihnen als **langfristiger und zuverlässiger Partner** die Arbeit zu erleichtern, getreu dem bayerischen Motto „ois isi“ (alles leicht).

Wie wir in Bayern unsere Tradition leben und lieben, haben die Kunststoffmaterialien eine entsprechende Tradition in der Zahntechnik. Auf den folgenden Seiten bilden Schmankerl die Eigenschaften unserer Materialien ab.



Transparenter Kunststoff

CADtools PMMA Clear

Das PMMA Clear ist mit seiner maximalen Transparenz optimal für jegliche Art von Schienen geeignet. Die hohe Durchsichtigkeit lässt Platz für die Schönheit der Zähne.

So transparent wie das Bayerische Reinheitsgebot von 1516 ist auch das CADtools PMMA Clear.

| Chemische Zusammensetzung | | Werkstoffdaten | |
|---------------------------|------|-----------------|--------------------------|
| PMMA | 99 % | Dichte | 1,17 g / cm ³ |
| Pigment | 1 % | Biegefestigkeit | > 120 MPa |
| | | Vickershärte | 25 HV |
| | | Wasseraufnahme | < 25 µg / mm |
| | | Auflösungswert | < 5 µg / mm ³ |

| Größe | Artikel-Nr. Clear | Preis |
|-------------------|--------------------------|----------------|
| 98 x 20 mm | CLEAR-D98-20 | 17,00 € |

✓ Ihr Nutzen:

- einfache Be- und Verarbeitung
- zuverlässige Stabilität
- maximale Transparenz

→ Indikationen:

- bis 16 Glieder
- Provisorium bis 36 Monate
- Schiene



Voreingefärbter Kunststoff

CADtools PMMA Mono

Das voreingefärbte PMMA Mono erspart dem Zahntechniker Zeit und Kosten und gehört in jedes Dentallabor.

Genau wie das Lebkuchenherz mit seinen bunten Zuckerverzierungen auf keinem Volksfest fehlen darf.

| Chemische Zusammensetzung | | Werkstoffdaten | |
|---------------------------|------|-----------------|--------------------------|
| PMMA | 99 % | Dichte | 1,17 g / cm ³ |
| Pigment | 1 % | Biegefestigkeit | > 120 MPa |
| | | Vickershärte | 25 HV |
| | | Wasseraufnahme | < 25 µg / mm |
| | | Auflösungswert | < 5 µg / mm ³ |

✓ Ihr Nutzen:

- einfache Be- und Verarbeitung
- zuverlässige Stabilität
- anspruchsvolle Ergebnisse durch natürliche Grundfarben

→ Indikationen:

- bis 16 Glieder
- Provisorium bis 36 Monate
- 16 Farben

| Größe | Artikel-Nr. A1 | Artikel-Nr. A2 | Artikel-Nr. A3 | Artikel-Nr. A3,5 | Artikel-Nr. A4 | Artikel-Nr. B1 | Artikel-Nr. B2 | Artikel-Nr. B3 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 98 x 16 mm | MONO-A1-D98-16 | MONO-A2-D98-16 | MONO-A3-D98-16 | MONO-A3,5-D98-16 | MONO-A4-D98-16 | MONO-B1-D98-16 | MONO-B2-D98-16 | MONO-B3-D98-16 |
| 98 x 20 mm | MONO-A1-D98-20 | MONO-A2-D98-20 | MONO-A3-D98-20 | MONO-A3,5-D98-20 | MONO-A4-D98-20 | MONO-B1-D98-20 | MONO-B2-D98-20 | MONO-B3-D98-20 |



| Artikel-Nr. B4 | Artikel-Nr. C1 | Artikel-Nr. C2 | Artikel-Nr. C3 | Artikel-Nr. C4 | Artikel-Nr. D2 | Artikel-Nr. D3 | Artikel-Nr. D4 | Preis |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| MONO-B4-D98-16 | MONO-C1-D98-16 | MONO-C2-D98-16 | MONO-C3-D98-16 | MONO-C4-D98-16 | MONO-D2-D98-16 | MONO-D3-D98-16 | MONO-D4-D98-16 | 19,00 € |
| MONO-B4-D98-20 | MONO-C1-D98-20 | MONO-C2-D98-20 | MONO-C3-D98-20 | MONO-C4-D98-20 | MONO-D2-D98-20 | MONO-D3-D98-20 | MONO-D4-D98-20 | 21,00 € |

Voreingefärbter Multilayer Kunststoff

CADtools PMMA Multi

Der Allrounder PMMA Multi verleiht selbst Provisorien ein hohes Maß an Ästhetik, die ihres Gleichen sucht. Ein wahres Multitalent.

Die Brezel ist in vielen Varianten erhältlich, ob ungelaut, süß oder salzig. So vielseitig ist auch unser PMMA Multi.

| Chemische Zusammensetzung | | Werkstoffdaten | |
|---------------------------|------|-----------------|--------------------------|
| PMMA | 99 % | Dichte | 1,17 g / cm ³ |
| Pigment | 1 % | Biegefestigkeit | > 120 MPa |
| | | Vickershärte | 25 HV |
| | | Wasseraufnahme | < 25 µg / mm |
| | | Auflösungswert | < 5 µg / mm ³ |

✓ Ihr Nutzen:

- einfache Be- und Verarbeitung
- zuverlässige Stabilität
- anspruchsvolle Ergebnisse durch natürliche Grundfarben
- ästhetischer Farbverlauf

→ Indikationen:

- bis 16 Glieder
- Provisorium bis 36 Monate
- 16 Farben
- natürlicher Farbverlauf

| Größe | Artikel-Nr. A1 | Artikel-Nr. A2 | Artikel-Nr. A3 | Artikel-Nr. A3,5 | Artikel-Nr. A4 | Artikel-Nr. B1 | Artikel-Nr. B2 | Artikel-Nr. B3 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 98 x 16 mm | MULTI-A1-D98-16 | MULTI-A2-D98-16 | MULTI-A3-D98-16 | MULTI-A3,5-D98-16 | MULTI-A4-D98-16 | MULTI-B1-D98-16 | MULTI-B2-D98-16 | MULTI-B3-D98-16 |
| 98 x 20 mm | MULTI-A1-D98-20 | MULTI-A2-D98-20 | MULTI-A3-D98-20 | MULTI-A3,5-D98-20 | MULTI-A4-D98-20 | MULTI-B1-D98-20 | MULTI-B2-D98-20 | MULTI-B3-D98-20 |



| Artikel-Nr. B4 | Artikel-Nr. C1 | Artikel-Nr. C2 | Artikel-Nr. C3 | Artikel-Nr. C4 | Artikel-Nr. D2 | Artikel-Nr. D3 | Artikel-Nr. D4 | Preis |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| MULTI-B4-D98-16 | MULTI-C1-D98-16 | MULTI-C2-D98-16 | MULTI-C3-D98-16 | MULTI-C4-D98-16 | MULTI-D2-D98-16 | MULTI-D3-D98-16 | MULTI-D4-D98-16 | 49,00 € |
| MULTI-B4-D98-20 | MULTI-C1-D98-20 | MULTI-C2-D98-20 | MULTI-C3-D98-20 | MULTI-C4-D98-20 | MULTI-D2-D98-20 | MULTI-D3-D98-20 | MULTI-D4-D98-20 | 54,00 € |



Versandkosten und Zahlungsmöglichkeiten

Versandkosten innerhalb Deutschlands

| Versandkosten innerhalb Deutschlands | | Preis |
|---|-----------|---------|
| OverNight Express ¹ - 8:30 Uhr | Di. - Sa. | 8,95 € |
| DHL Express - End of Day 18:00 Uhr | Mo. - Fr. | 6,49 € |
| DHL Express - 13:00 Uhr | Mo. - Fr. | 7,49 € |
| DHL Samstagszustellung | | 14,99 € |

¹ Zustellung werktags von Dienstag bis Samstag, bis spätestens 8:30 Uhr in den Briefkasten.

Aufträge die am Samstag versandfertig sind, können erst am Montag versandt werden (Zustellung am Dienstag).

Für Aufträge die am Montag im Labor ankommen sollen, empfehlen wir dringend den DHL Versand.

Versandkostenfrei

Ab einem Bestellwert von 500,- € (netto) erhalten Sie die Lieferung mit DHL Express - End of Day 18:00 Uhr kostenlos.

Zahlungsmöglichkeiten

Zahlungsziel (30 Tage netto)

Unser Versprechen für Ihre Sicherheit

Service und Garantie



Zufriedenheitsgarantie

Ihre 100%-ige Zufriedenheit in die Qualität der Produkte ist unser Versprechen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, tauschen wir die Ware aus oder erstatten den Kaufpreis. Jederzeit.



Geld zurück Garantie

Wir garantieren Ihnen faire und attraktive Konditionen. Sollten Sie ein identisches Produkt innerhalb von 6 Wochen ab Kaufdatum woanders günstiger finden, erstatten wir Ihnen die Differenz.



3 Jahre Garantie

Mit unserer dreijährigen Garantie auf Materialeigenschaften und Verarbeitung bieten wir Ihnen ein Plus an Sicherheit.



Übernacht Lieferung

Bei Bestelleingang bis 14:00 Uhr und der Versandart Overnight Express erhalten Sie Ihre bestellte Ware in einen **dafür vorgesehenen Briefkasten** bis spätestens 8:30 Uhr am Folgetag.



Umtauschservice

Ungeöffnete und neuwertige Ware können Sie innerhalb von 24 Monaten kostenlos gegen ein anderweitiges Produkt umtauschen.

from technician to technician

CADtools GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg | Germany

Telefon: +49 821 455252-0
Mo. - Do. 8:00 - 18:00 Uhr
Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

E-Mail: augsburg@cadtools.eu



www.cadtools.eu

Businesspartner of CADdent®