

.....**CAD**Tools.....

PMMA Blocks for Dental Use

Présentation du produit





Table des matières

Nous sommes votre partenaire	3
CADtools PMMA Clear	4 - 5
CADtools PMMA Mono	6 - 7
CADtools PMMA Multi	8 - 9
Frais d'expédition et modalités de paiement	10
Service et garantie	11

Prix HT par disque et frais d'expédition en sus. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modifications de prix.
Date d'édition: 05 / 2022



Pour la réussite de vos projets d'avenir

Nous sommes votre partenaire

La vision „Premier interlocuteur pour une plus grande valeur ajoutée dans la technologie dentaire“ a servi de base à l'alignement des actions dans l'entreprise.

La **meilleure qualité** et un **rapport qualité-prix** équitable, combinés à la **transparence** et à la **simplicité**, sont nos principes d'entreprise. Ces valeurs façonnent nos forces et forment votre succès.

Dans notre coopération quotidienne, nous nous concentrons sur les thèmes essentiels qui contribuent à la création de valeur économique et écologique.

Tous ces principes directeurs servent un seul objectif:
Vous faciliter le travail en tant que **partenaire fiable et à long terme**, fidèle à la devise bavaroise „ois isi“ (tout est facile).

Selon les traditions et l'art de vivre en Bavière, les propriétés de nos résines se déclinent en différents délices dans les pages suivantes.



Résine transparente

CADtools PMMA Clear

Grâce à sa transparence maximale, le PMMA Clear convient parfaitement à tous les types d'applications de gouttières. La haute translucidité laisse place à la beauté des dents.

La CADtools PMMA Clear est aussi transparente que la mousse de la bière bavaroise.

Composition chimique		Données techniques	
PMMA	99 %	Densité	1,17 g / cm ³
Pigment	1 %	Résistance à la flexion	> 120 MPa
		Dureté Vickers	25 HV
		Absorption de l'eau	< 25 µg / mm
		Valeur de dissolution	< 5 µg / mm ³

Taille	Référence Clear	Tarif
98 x 16 mm	CLEAR-D98-16	16,50 €
98 x 20 mm	CLEAR-D98-20	17,00 €

✓ Vos avantages:

- manipulation et traitement faciles
- stabilité fiable
- transparence maximale

→ Indications:

- jusqu'à 16 éléments
- provisoire jusqu'à 36 mois
- gouttière



Résine pré-teintée

CADtools PMMA Mono

Le PMMA Mono pré-teinté fait gagner du temps et de l'argent au prothésiste dentaire. Il a sa place dans tous les laboratoires dentaires.

Comme le coeur en pain d'épice avec ses décorations de sucre coloré présent à toutes les fêtes populaires.

Composition chimique		Données techniques	
PMMA	99 %	Densité	1,17 g / cm ³
Pigment	1 %	Résistance à la flexion	> 120 MPa
		Dureté Vickers	25 HV
		Absorption de l'eau	< 25 µg / mm
		Valeur de dissolution	< 5 µg / mm ³

✓ Vos avantages:

- manipulation et traitement faciles
- stabilité fiable
- résultats exigeants grâce aux teintes de base naturelles

→ Indications:

- jusqu'à 16 éléments
- provisoire jusqu'à 36 mois
- 16 teintes

Taille	Référence A1	Référence A2	Référence A3	Référence A3,5	Référence A4	Référence B1	Référence B2	Référence B3
98 x 16 mm	MONO-A1-D98-16	MONO-A2-D98-16	MONO-A3-D98-16	MONO-A3,5-D98-16	MONO-A4-D98-16	MONO-B1-D98-16	MONO-B2-D98-16	MONO-B3-D98-16
98 x 20 mm	MONO-A1-D98-20	MONO-A2-D98-20	MONO-A3-D98-20	MONO-A3,5-D98-20	MONO-A4-D98-20	MONO-B1-D98-20	MONO-B2-D98-20	MONO-B3-D98-20



Référence B4	Référence C1	Référence C2	Référence C3	Référence C4	Référence D2	Référence D3	Référence D4	Tarif
MONO-B4-D98-16	MONO-C1-D98-16	MONO-C2-D98-16	MONO-C3-D98-16	MONO-C4-D98-16	MONO-D2-D98-16	MONO-D3-D98-16	MONO-D4-D98-16	19,00 €
MONO-B4-D98-20	MONO-C1-D98-20	MONO-C2-D98-20	MONO-C3-D98-20	MONO-C4-D98-20	MONO-D2-D98-20	MONO-D3-D98-20	MONO-D4-D98-20	21,00 €

Résine pré-teintée multicouche

CADtools PMMA Multi

Le PMMA Multi polyvalent donne même aux solutions temporaires un haut degré d'esthétique sans égal. Un vrai Multitalent.

Comme le bretzel qui se décline en plusieurs saveurs, salées et sucrées.

Composition chimique		Données techniques	
PMMA	99 %	Densité	1,17 g / cm ³
Pigment	1 %	Résistance à la flexion	> 120 MPa
		Dureté Vickers	25 HV
		Absorption de l'eau	< 25 µg / mm
		Valeur de dissolution	< 5 µg / mm ³

✓ Vos avantages:

- manipulation et traitement faciles
- stabilité fiable
- résultats exigeants grâce aux teintes de base naturelles
- dégradé esthétique

→ Indications:

- jusqu'à 16 éléments
- provisoire jusqu'à 36 mois
- 16 teintes
- dégradé naturel

Taille	Référence A1	Référence A2	Référence A3	Référence A3,5	Référence A4	Référence B1	Référence B2	Référence B3
98 x 16 mm	MULTI-A1-D98-16	MULTI-A2-D98-16	MULTI-A3-D98-16	MULTI-A3,5-D98-16	MULTI-A4-D98-16	MULTI-B1-D98-16	MULTI-B2-D98-16	MULTI-B3-D98-16
98 x 20 mm	MULTI-A1-D98-20	MULTI-A2-D98-20	MULTI-A3-D98-20	MULTI-A3,5-D98-20	MULTI-A4-D98-20	MULTI-B1-D98-20	MULTI-B2-D98-20	MULTI-B3-D98-20



Référence B4	Référence C1	Référence C2	Référence C3	Référence C4	Référence D2	Référence D3	Référence D4	Tarif
MULTI-B4-D98-16	MULTI-C1-D98-16	MULTI-C2-D98-16	MULTI-C3-D98-16	MULTI-C4-D98-16	MULTI-D2-D98-16	MULTI-D3-D98-16	MULTI-D4-D98-16	49,00 €
MULTI-B4-D98-20	MULTI-C1-D98-20	MULTI-C2-D98-20	MULTI-C3-D98-20	MULTI-C4-D98-20	MULTI-D2-D98-20	MULTI-D3-D98-20	MULTI-D4-D98-20	54,00 €



Frais d'expédition et modalités de paiement

Expédition

UPS Express - End of Day 18h00

Lun. - Ven.

Tarif

9,49 €

Livraison gratuite

À partir d'une valeur de commande de 500 € (net), vous recevrez une livraison gratuite avec UPS Express - Fin de journée 18h00.

Modalités de paiement

Délai de paiement: 30 jours date de facture

Notre promesse pour votre sécurité

Service et garantie



Satisfaction garantie

Votre satisfaction à 100% dans la qualité des produits est notre promesse. Si tel n'est pas le cas, nous échangerons les marchandises ou vous rembourserons le prix d'achat. À tout moment.



Garantie de remboursement

Nous vous garantissons des conditions équitables et attractives. Si vous trouvez un produit identique moins cher ailleurs dans les 6 semaines suivant la date d'achat, nous vous rembourserons la différence.



Garantie 3 ans

Avec notre garantie de trois ans sur les propriétés des matériaux et la fabrication, nous vous offrons une sécurité supplémentaire.



Livraison le lendemain

En cas de commande avant 14 heures, vous recevrez la marchandise le jour ouvrable suivant (hors zones périphériques).



Service d'échange

Vous pouvez échanger gratuitement des produits neufs et non ouverts contre un autre produit dans les 24 mois.

from technician to technician

CADtools GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg | Germany

Téléphone: +33 3 68780115
Lundi - Jeudi 08h00 - 17h00
Vendredi 08h00 - 16h00

E-mail: france@cadtools.eu



www.cadtools.eu

Businesspartner of CADdent®