

.....**CAD**Tools.....

Metal Dental Alloy

Présentation du produit



Table des matières

Nous sommes votre partenaire	3
CADtools Cobalt-chrome	4 - 5
CADtools Titanium	6 - 7
Frais d'expédition et modalités de paiement	8 - 9
Service et garantie	10

Prix HT par disque et frais d'expédition en sus. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modifications de prix.
Date d'édition: 07 / 2022



Pour la réussite de vos projets d'avenir

Nous sommes votre partenaire


La vision „Premier interlocuteur pour une plus grande valeur ajoutée dans la technologie dentaire“ a servi de base à l'alignement des actions dans l'entreprise.

La **meilleure qualité** et un **rapport qualité-prix** équitable, combinés à la **transparence** et à la **simplicité**, sont nos principes d'entreprise. Ces valeurs façonnent nos forces et forment votre succès.

Dans notre coopération quotidienne, nous nous concentrons sur les thèmes essentiels qui contribuent à la création de valeur économique et écologique.

Tous ces principes directeurs servent un seul objectif:
vous soutenir dans le cosmos dentaire en tant que **partenaire fiable et à long terme.**

Ci-dessous, les planètes illustrent les propriétés de nos matériaux.
Des étendues infinies... comme les utilisations possibles de nos métaux.



Alliage dentaire Cobalt-chrome

CADtools Cobalt-chrome

Avec le cobalt-chrome, le prothésiste dentaire peut couvrir toutes les indications - le plus polyvalent parmi les matériaux.

La terre - la planète bleue. La couleur bleue a été obtenue à partir d'oxyde d'aluminium et de cobalt au début du 19ème siècle.

Composition chimique		Données techniques	
Co	66,0 %	Densité	8,4 g / cm ³
Cr	27 %	Dureté Vickers	255 HV 10
Mo	6,0 %	E-Module	233 GPa
Si, Mn	< 1,0 %	CDT (20 - 500 %)	14,3 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
		Résistance à la traction	395 MPa

Taille	Référence CoCr	Tarif
98,5 x 10 mm	COCR-D98,5-10	119,00 €
98,5 x 12 mm	COCR-D98,5-12	131,00 €
98,5 x 13,5 mm	COCR-D98,5-13,5	140,00 €
98,5 x 15 mm	COCR-D98,5-15	149,00 €
98,5 x 18 mm	COCR-D98,5-18	161,00 €
98,5 x 20 mm	COCR-D98,5-20	173,00 €

✓ Vos avantages:

- bonnes propriétés de céramisation
- grande stabilité
- structures à paroi fine
- facile à traiter
- facile à souder au laser

→ Indications:

- jusqu'à 16 éléments
- céramisable
- épaisseur du bord 0,10 mm
- travaux de barre sans tension
- des piliers bien ajustés



Alliage dentaire de titane

CADtools Titanium

Faible poids, haute stabilité - les propriétés high-tech du titane. Les gros travaux sont légers comme une plume.

Avec la plus faible densité, Saturne est la planète la plus légère de notre système solaire.

Composition chimique		Données techniques	
Ti	90,0 %	Densité	4,4 g / cm ³
Al	6,0 %	Dureté Vickers	312 HV 10
V	4,0 %	E-Module	114 GPa
Fe	< 1,0 %	CDT (20 - 600 %)	10,0 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
		Résistance à la traction	≥ 880 MPa


Taille	Référence Titanium	Tarif
98,5 x 10 mm	TITAN-D98,5-10	79,00 €
98,5 x 12 mm	TITAN-D98,5-12	83,00 €
98,5 x 13,5 mm	TITAN-D98,5-13,5	86,00 €
98,5 x 15 mm	TITAN-D98,5-15	89,00 €
98,5 x 18 mm	TITAN-D98,5-18	95,00 €
98,5 x 20 mm	TITAN-D98,5-20	99,00 €

✓ Vos avantages:

- bonnes propriétés de céramisation
- grande stabilité
- structures à paroi fine
- biocompatibilité maximale
- haute résistance à la corrosion

→ Indications:

- jusqu'à 16 éléments
- céramisable
- épaisseur du bord 0,10 mm
- travaux de barre sans tension
- des piliers bien ajustés





Frais d'expédition et modalités de paiement

Expédition

UPS Express - End of Day 18h00

Lun. - Ven.

Tarif

9,49 €

Livraison gratuite

À partir d'une valeur de commande de 500 € (net), vous recevrez une livraison gratuite avec UPS Express - Fin de journée 18h00.

Modalités de paiement

Délai de paiement: 30 jours date de facture

Notre promesse pour votre sécurité

Service et garantie



Satisfaction garantie

Votre satisfaction à 100% dans la qualité des produits est notre promesse. Si tel n'est pas le cas, nous échangerons les marchandises ou vous rembourserons le prix d'achat. À tout moment.



Garantie de remboursement

Nous vous garantissons des conditions équitables et attractives. Si vous trouvez un produit identique moins cher ailleurs dans les 6 semaines suivant la date d'achat, nous vous rembourserons la différence.



Garantie 3 ans

Avec notre garantie de trois ans sur les propriétés des matériaux et la fabrication, nous vous offrons une sécurité supplémentaire.



Livraison le lendemain

En cas de commande avant 14 heures, vous recevrez la marchandise le jour ouvrable suivant (hors zones périphériques).



Service d'échange

Vous pouvez échanger gratuitement des produits neufs et non ouverts contre un autre produit dans les 24 mois.

from technician to technician

MINDFAB GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg | Germany

Téléphone: +33 3 68780115
Lundi - Jeudi 08h00 - 17h00
Vendredi 08h00 - 16h00

E-mail: france@cadtools.eu



www.cadtools.eu

Businesspartner of CADdent®