

Metal Dental Alloy


Panoramica del prodotto



Indice

Noi siamo il vostro partner	3
CADtools Cobalt-chrome	4 - 5
CADtools Titanium	6 - 7
Costi di spedizione e opzioni di pagamento	8 - 9
Servizio e garanzia	10

Tutti i prezzi sono validi per disco, più l'imposta legale sulle vendite e le spese di spedizione. Ci riserviamo refusi, errori di stampa, variazioni di prezzo. Stato: 05 / 2022



Per il vostro futuro di successo

Noi siamo il vostro partner

In linea con la visione che ci vede „referente di primo piano per un maggiore valore aggiunto in odontotecnica” abbiamo posto le fondamenta che indirizzano l’agire della nostra azienda.

Elevata qualità e un giusto rapporto tra prezzo e prestazioni del materiale uniti a **trasparenza** e **semplicità** sono i nostri principi aziendali. Questi valori danno forma ai nostri punti di forza e al vostro successo.

Nell’attività quotidiana di collaborazione ci concentriamo sulle questioni essenziali che contribuiscono in modo essenziale alla creazione di valore a lungo termine, sia dal punto di vista economico che ecologico.

Tutte queste linee guida ci conducono ad un unico obiettivo: sostenervi come **partner affidabile e a lungo termine** nell’universo dentale.

Di seguito, i pianeti descrivono le proprietà dei nostri materiali. Spazi infiniti... come i possibili utilizzi dei nostri metalli.



Lega dentale di cobalto-cromo

CADtools Cobalt-chrome

L'odontotecnico può coprire tutte le indicazioni con il cromo-cobalto, il tuttofare tra i materiali.

La Terra - il pianeta blu. All'inizio del XIX secolo il colore blu si otteneva dall'ossido di alluminio-cobalto.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
Co	66,0 %	Densità	8,4 g / cm ³
Cr	27 %	Durezza Vickers	255 HV 10
Mo	6,0 %	Modulo di elasticità	233 GPa
Si, Mn	< 1,0 %	CET (20 - 500 %)	14,3 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
		Resistenza alla trazione	395 MPa

Dimensioni	N° articolo CoCr	Prezzo
98,5 x 10 mm	COCR-D98,5-10	108,00 €
98,5 x 12 mm	COCR-D98,5-12	116,00 €
98,5 x 13,5 mm	COCR-D98,5-13,5	122,00 €
98,5 x 15 mm	COCR-D98,5-15	128,00 €
98,5 x 18 mm	COCR-D98,5-18	146,00 €
98,5 x 20 mm	COCR-D98,5-20	154,00 €

✓ Il vostro vantaggio:

- facile da ceramizzare
- massima stabilità
- strutture a parete sottile
- facile da elaborare
- facile da saldare al laser

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- ceramizzabile
- spessore bordo 0,10 mm
- barre senza tensione
- abutment dalla calzata precisa



Lega dentale di titanio

CADtools Titanium

Peso ridotto, elevata stabilità: le proprietà high-tech del titanio. I grandi lavori sono leggeri come una piuma.

Saturno è il pianeta con la densità più bassa, e quindi il più leggero del nostro sistema solare.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
Ti	90,0 %	Densità	4,4 g / cm ³
Al	6,0 %	Durezza Vickers	312 HV 10
V	4,0 %	Modulo di elasticità	114 GPa
Fe	< 1,0 %	CET (20 - 600 %)	10,0 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
		Resistenza alla trazione	≥ 880 MPa


Dimensioni	N° articolo Titanium	Prezzo
98,5 x 10 mm	TITAN-D98,5-10	79,00 €
98,5 x 12 mm	TITAN-D98,5-12	83,00 €
98,5 x 13,5 mm	TITAN-D98,5-13,5	86,00 €
98,5 x 15 mm	TITAN-D98,5-15	89,00 €
98,5 x 18 mm	TITAN-D98,5-18	95,00 €
98,5 x 20 mm	TITAN-D98,5-20	99,00 €

✓ Il vostro vantaggio:

- facile da ceramizzare
- massima stabilità
- strutture a parete sottile
- massima biocompatibilità
- alta resistenza alla corrosione

→ Indikationen:

- fino a 16 elementi
- ceramizzabile
- spessore bordo 0,10 mm
- barre senza tensione
- abutment dalla calzata precisa





Costi di spedizione e opzioni di pagamento

Costi di spedizione verso l'Italia

UPS Express - End of Day 18:00 h

Lu. - Ve.

Price

9,49 €

Spedizione gratuita

A partire da un valore d'ordine di 500 € (netto) la consegna con UPS Express - End of Day 18:00 h sarà gratuita.

Modalità di pagamento

Termine di pagamento (30 giorni, prezzo netto)

La nostra promessa per la vostra sicurezza

Servizio e garanzia



Soddisfazione garantita

La vostra soddisfazione al 100 % della qualità dei prodotti è la nostra promessa. In caso contrario, sostituiremo la merce o rimborseremo il prezzo di acquisto. In qualsiasi momento.



Garanzia di rimborso

Vi garantiamo condizioni eque e interessanti. Se entro 6 settimane dalla data di acquisto trovate altrove un prodotto identico più economico, vi rimborseremo la differenza.



Garanzia di 3 anni

Vi offriamo una sicurezza in più con la nostra garanzia di tre anni sulle proprietà dei materiali e sulla lavorazione.



Consegna rapida

Se ordinate entro le 14:00 h riceverete la merce il giorno lavorativo successivo (escluse le zone periferiche)



Servizio di sostituzione

Potete sostituire la merce non aperta e come nuova gratuitamente con un altro prodotto entro 24 mesi.

from technician to technician

CADtools GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg | Germany

Telefono: +39 0471 1660026
Lu. - Gi. 8:00 - 17:00 h
Ve. 8:00 - 16:00 h

E-mail: augsburg@cadtools.eu



www.cadtools.eu

Businesspartner of CADdent®