


PMMA Blocks for Dental Use


Panoramica del prodotto



Indice

Noi siamo il vostro partner	3
CADtools PMMA Clear	4 - 5
CADtools PMMA Mono	6 - 7
CADtools PMMA Multi	8 - 9
Costi di spedizione e opzioni di pagamento	10
Servizio e garanzia	11

Tutti i prezzi sono validi per disco, più l'imposta legale sulle vendite e le spese di spedizione. Ci riserviamo refusi, errori di stampa, variazioni di prezzo. Stato: 08 / 2021



Per il vostro futuro di successo

Noi siamo il vostro partner

In linea con la visione che ci vede „referente di primo piano per un maggiore valore aggiunto in odontotecnica” abbiamo posto le fondamenta che indirizzano l’agire della nostra azienda.

Elevata qualità e un giusto rapporto tra prezzo e prestazioni del materiale uniti a **trasparenza** e **semplicità** sono i nostri principi aziendali. Questi valori danno forma ai nostri punti di forza e al vostro successo.

Nell’attività quotidiana di collaborazione ci concentriamo sulle questioni essenziali che contribuiscono in modo essenziale alla creazione di valore a lungo termine, sia dal punto di vista economico che ecologico.

Tutte queste linee guida ci conducono ad un unico obiettivo: semplificare il vostro lavoro come **partner affidabile e a lungo termine**, fedele al motto bavarese „ois isi” (tutto facile).

Così come noi viviamo e amiamo la nostra tradizione in Baviera, anche le materie plastiche hanno una tradizione simile nell’odontotecnica. Nelle pagine seguenti, le prelibatezze locali mostrano le proprietà dei nostri materiali.



Resina trasparente

CADtools PMMA Clear

Con la sua massima trasparenza, il PMMA Clear è ideale per tutti i tipi di bite dentali. L'alto livello di trasparenza lascia spazio alla bellezza dei denti.

Il CADtools PMMA Clear è trasparente come il decreto bavarese sulla purezza della birra del 1516.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
PMMA	99 %	Densità	1,17 g / cm ³
Pigmento	1 %	Resistenza alla flessione	> 120 MPa
		Durezza Vickers	25 HV
		Assorbimento dell'acqua	< 25 µg / mm
		Valore di dissoluzione	< 5 µg / mm ³

Dimensioni	N° articolo Clear	Prezzo
98 x 20 mm	CLEAR-D98-20	17,00 €

✓ Il vostro vantaggio:

- facile manipolazione e lavorazione
- stabilità affidabile
- massima personalizzazione

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- provvisorio fino a 36 mesi
- bite dentale



Resina pre-infiltrata

CADtools PMMA Mono

Il PMMA Mono pre-infiltrato fa risparmiare tempo e denaro all'odontotecnico e non può mancare in ogni laboratorio odontotecnico.

Proprio come il cuore di Lebkuchen (panpepato) con le sue colorate decorazioni di zucchero non dovrebbe mancare in nessuna festa popolare bavarese.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
PMMA	99 %	Densità	1,17 g / cm ³
Pigmento	1 %	Resistenza alla flessione	> 120 MPa
		Durezza Vickers	25 HV
		Assorbimento dell'acqua	< 25 µg / mm
		Valore di dissoluzione	< 5 µg / mm ³

✓ Il vostro vantaggio:

- facile manipolazione e lavorazione
- stabilità affidabile
- risultati esigenti grazie a naturali colori di base

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- provvisorio fino a 36 mesi
- 16 tonalità di colore

Dimensioni	N° articolo A1	N° articolo A2	N° articolo A3	N° articolo A3,5	N° articolo A4	N° articolo B1	N° articolo B2	N° articolo B3
98 x 16 mm	MONO-A1-D98-16	MONO-A2-D98-16	MONO-A3-D98-16	MONO-A3,5-D98-16	MONO-A4-D98-16	MONO-B1-D98-16	MONO-B2-D98-16	MONO-B3-D98-16
98 x 20 mm	MONO-A1-D98-20	MONO-A2-D98-20	MONO-A3-D98-20	MONO-A3,5-D98-20	MONO-A4-D98-20	MONO-B1-D98-20	MONO-B2-D98-20	MONO-B3-D98-20



N° articolo B4	N° articolo C1	N° articolo C2	N° articolo C3	N° articolo C4	N° articolo D2	N° articolo D3	N° articolo D4	Prezzo
MONO-B4-D98-16	MONO-C1-D98-16	MONO-C2-D98-16	MONO-C3-D98-16	MONO-C4-D98-16	MONO-D2-D98-16	MONO-D3-D98-16	MONO-D4-D98-16	19,00 €
MONO-B4-D98-20	MONO-C1-D98-20	MONO-C2-D98-20	MONO-C3-D98-20	MONO-C4-D98-20	MONO-D2-D98-20	MONO-D3-D98-20	MONO-D4-D98-20	21,00 €

Resina multistrato pre-infiltrata

CADtools PMMA Multi

Il PMMA Multi è un jolly che offre anche soluzioni temporanee con un alto grado di estetica senza rivali. Un vero talento poliedrico.

Il pretzel è disponibile in molte varianti: anche senza soda, dolce o salato. Il nostro PMMA Multi è altrettanto versatile.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
PMMA	99 %	Densità	1,17 g / cm ³
Pigmento	1 %	Resistenza alla flessione	> 120 MPa
		Durezza Vickers	25 HV
		Assorbimento dell'acqua	< 25 µg / mm
		Valore di dissoluzione	< 5 µg / mm ³

✓ Il vostro vantaggio:

- facile manipolazione e lavorazione
- stabilità affidabile
- risultati esigenti grazie a naturali colori di base
- gradazione di colore estetica

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- provvisorio fino a 36 mesi
- 16 tonalità di colore
- gradazione di colore naturale

Dimensioni	N° articolo A1	N° articolo A2	N° articolo A3	N° articolo A3,5	N° articolo A4	N° articolo B1	N° articolo B2	N° articolo B3
98 x 16 mm	MULTI-A1-D98-16	MULTI-A2-D98-16	MULTI-A3-D98-16	MULTI-A3,5-D98-16	MULTI-A4-D98-16	MULTI-B1-D98-16	MULTI-B2-D98-16	MULTI-B3-D98-16
98 x 20 mm	MULTI-A1-D98-20	MULTI-A2-D98-20	MULTI-A3-D98-20	MULTI-A3,5-D98-20	MULTI-A4-D98-20	MULTI-B1-D98-20	MULTI-B2-D98-20	MULTI-B3-D98-20



N° articolo B4	N° articolo C1	N° articolo C2	N° articolo C3	N° articolo C4	N° articolo D2	N° articolo D3	N° articolo D4	Prezzo
MULTI-B4-D98-16	MULTI-C1-D98-16	MULTI-C2-D98-16	MULTI-C3-D98-16	MULTI-C4-D98-16	MULTI-D2-D98-16	MULTI-D3-D98-16	MULTI-D4-D98-16	49,00 €
MULTI-B4-D98-20	MULTI-C1-D98-20	MULTI-C2-D98-20	MULTI-C3-D98-20	MULTI-C4-D98-20	MULTI-D2-D98-20	MULTI-D3-D98-20	MULTI-D4-D98-20	54,00 €



Costi di spedizione e opzioni di pagamento

Costi di spedizione verso l'Italia

		Price
DHL Express - End of Day 18:00 h	Lu. - Ve.	6,49 €
DHL Express - 13:00 h ¹	Lu. - Ve.	7,49 €
DHL consegna il sabato		14,99 €

¹ Opzione disponibile solo in alcune aree del territorio nazionale. Contattate il nostro team di assistenza al cliente per verificare se l'opzione è disponibile nel vostro comune.

Spedizione gratuita

A partire da un valore d'ordine di 500 € (netto) la consegna con DHL Express - End of Day 18:00 h sarà gratuita.

Modalità di pagamento

Termine di pagamento (30 giorni, prezzo netto)

La nostra promessa per la vostra sicurezza

Servizio e garanzia



Soddisfazione garantita

La vostra soddisfazione al 100 % della qualità dei prodotti è la nostra promessa. In caso contrario, sostituiremo la merce o rimborseremo il prezzo di acquisto. In qualsiasi momento.



Garanzia di rimborso

Vi garantiamo condizioni eque e interessanti. Se entro 6 settimane dalla data di acquisto trovate altrove un prodotto identico più economico, vi rimborseremo la differenza.



Garanzia di 3 anni

Vi offriamo una sicurezza in più con la nostra garanzia di tre anni sulle proprietà dei materiali e sulla lavorazione.



Consegna rapida

Se ordinate entro le 14:00 h riceverete la merce il giorno lavorativo successivo (escluse le zone periferiche)



Servizio di sostituzione

Potete sostituire la merce non aperta e come nuova gratuitamente con un altro prodotto entro 24 mesi.

from technician to technician

CADtools GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg | Germany

Telefono: +39 0471 1660026
Lu. - Gi. 8:00 - 18:00 h
Ve. 8:00 - 16:00 h

E-mail: augsburg@cadtools.eu



www.cadtools.eu

Businesspartner of CADdent®