

.....**CAD**Tools.....

Zirconia Dental Ceramics


Panoramica del prodotto



Indice

Noi siamo il vostro partner	3
CADtools HT White	4 - 5
CADtools Opaque	6 - 7
CADtools SHT Color	8 - 9
CADtools SHT ML	10 - 11
CADtools 3D ML	12 - 13
CADtools 3D White	14 - 15
Costi di spedizione e opzioni di pagamento	16
Servizio e garanzia	17

Tutti i prezzi sono validi per disco, più l'imposta legale sulle vendite e le spese di spedizione. Ci riserviamo refusi, errori di stampa, variazioni di prezzo. Stato: 05 / 2022



Per il vostro futuro di successo

Noi siamo il vostro partner

In linea con la visione che ci vede „referente di primo piano per un maggiore valore aggiunto in odontotecnica” abbiamo posto le fondamenta che indirizzano l’agire della nostra azienda.

Elevata qualità e un giusto rapporto tra prezzo e prestazioni del materiale uniti a **trasparenza e semplicità** sono i nostri principi aziendali. Questi valori danno forma ai nostri punti di forza e al vostro successo.

Nell’attività quotidiana di collaborazione ci concentriamo sulle questioni essenziali che contribuiscono in modo essenziale alla creazione di valore a lungo termine, sia dal punto di vista economico che ecologico.

Tutte queste linee guida ci conducono ad un unico obiettivo: essere sempre al vostro fianco come **partner leale, a lungo termine e affidabile.**

In questa brochure gli animali visualizzano le proprietà dei nostri materiali. Il lavoro e il risultato con la zirconia sono individuali, adattabili e unici come la natura.



Zirconia traslucida per colorazioni personalizzate

CADtools HT White

Il colore dei denti può essere anche una questione molto emotiva per un paziente. Con la zirconia HT White è possibile modificare e creare il colore perfetto che più preferite.

È un mito che i camaleonti cambino colore per adattarsi a ciò che li circonda. In realtà il loro colore cambia a seconda del calore che percepiscono e di come si sentono emotivamente.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
ZrO ₂ / HfO ₂	93,0 - 95,5 %	Densità	6.04 g / cm ³
Y ₂ O ₃	4,5 - 6,0 %	Resistenza alla flessione	1250 Mpa
Al ₂ O ₃	< 0,5 %	CET	9,91 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Altri ossidi	< 0,5 %	Durezza Vickers	1290 HV
		Traslucenza	41 - 43 %


Dimensioni	N° articolo White	Prezzo
98 x 14 mm	XHT-D98-14	79,00 €
98 x 16 mm	XHT-D98-16	83,00 €
98 x 18 mm	XHT-D98-18	87,00 €
98 x 20 mm	XHT-D98-20	91,00 €
98 x 25 mm	XHT-D98-25	99,00 €

✓ Il vostro vantaggio:

- facile manipolazione e lavorazione
- stabilità affidabile
- massima personalizzazione

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- ceramizzabile
- monolitico
- traslucenza 41 - 43 %
- infiltrazione personalizzata



Zirconia opaca, preinfiltrata

CADtools Opaque

Grazie all'elevata opacità della CADtools Opaque, è possibile nascondere in maniera estetica soprattutto basi di lavoro dai colori complessi.

Gli ippopotami usano un principio simile per proteggersi dai raggi UV, creando una sorta di crema solare che ricopre tutto il corpo.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
ZrO ₂ / HfO ₂	94,1 - 94,65 %	Densità	6,04 g / cm ³
Y ₂ O ₃	4,65 - 5,95 %	Resistenza alla flessione	> 1150 MPa
Al ₂ O ₃	< 0,4 %	CET	10 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Altri ossidi	< 0,7 %	Durezza Vickers	1250 HV
		Traslucenza	35 %


✓ Il vostro vantaggio:

- facile manipolazione e lavorazione
- stabilità affidabile
- risultati esigenti grazie a colori di base naturali

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- ceramizzabile
- traslucenza 35 %
- alta opacità

Größe	N° articolo OP 0	N° articolo OP 1	N° articolo OP 2	N° articolo OP 3	N° articolo OP 4	Prezzo
98 x 14 mm	OP0-D98-14	OP1-D98-14	OP2-D98-14	OP3-D98-14	OP4-D98-14	99,00 €
98 x 16 mm	OP0-D98-16	OP1-D98-16	OP2-D98-16	OP3-D98-16	OP4-D98-16	105,00 €
98 x 18 mm	OP0-D98-18	OP1-D98-18	OP2-D98-18	OP3-D98-18	OP4-D98-18	111,00 €
98 x 20 mm	OP0-D98-20	OP1-D98-20	OP2-D98-20	OP3-D98-20	OP4-D98-20	117,00 €
98 x 25 mm	OP0-D98-25	OP1-D98-25	OP2-D98-25	OP3-D98-25	OP4-D98-25	129,00 €



Zirconia super traslucente, pre-infiltrata

CADtools SHT Color

Con SHT Color l'odontotecnico può usare l'immaginazione e la creatività per visualizzare come sarà il lavoro finito e di quale lucentezza risplenderà.

I cani hanno un'immaginazione altrettanto affascinante perché anche solo annusando un osso possono figurarsi quale sia la sua forma.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
ZrO ₂ / HfO ₂	87,5 - 94,95 %	Densità	6,03 g / cm ³
Y ₂ O ₃	5,0 - 10,0 %	Resistenza alla flessione	1050 Mpa
Al ₂ O ₃	< 0,5 %	CET	9,91 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Fe ₂ O ₃ / Er ₂ O ₃	0,05 - 1,5 %	Durezza Vickers	1300 HV
Altri ossidi	< 0,5 %	Traslucenza	47 - 49 %

✓ Il vostro vantaggio:

- facile manipolazione e lavorazione
- stabilità affidabile
- risultati esigenti grazie a colori di base naturali

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- ceramizzabile
- monolitico
- 16 colori
- traslucenza 47 - 49 %

Dimensioni	N° articolo A1	N° articolo A2	N° articolo A3	N° articolo A3,5	N° articolo A4	N° articolo B1	N° articolo B2	N° articolo B3
98 x 14 mm	XSHTA1-D98-14	XSHTA2-D98-14	XSHTA3-D98-14	XSHTA3,5-D98-14	XSHTA4-D98-14	XSHTB1-D98-14	XSHTB2-D98-14	XSHTB3-D98-14
98 x 16 mm	XSHTA1-D98-16	XSHTA2-D98-16	XSHTA3-D98-16	XSHTA3,5-D98-16	XSHTA4-D98-16	XSHTB1-D98-16	XSHTB2-D98-16	XSHTB3-D98-16
98 x 18 mm	XSHTA1-D98-18	XSHTA2-D98-18	XSHTA3-D98-18	XSHTA3,5-D98-18	XSHTA4-D98-18	XSHTB1-D98-18	XSHTB2-D98-18	XSHTB3-D98-18
98 x 20 mm	XSHTA1-D98-20	XSHTA2-D98-20	XSHTA3-D98-20	XSHTA3,5-D98-20	XSHTA4-D98-20	XSHTB1-D98-20	XSHTB2-D98-20	XSHTB3-D98-20
98 x 25 mm	XSHTA1-D98-25	XSHTA2-D98-25	XSHTA3-D98-25	XSHTA3,5-D98-25	XSHTA4-D98-25	XSHTB1-D98-25	XSHTB2-D98-25	XSHTB3-D98-25



N° articolo B4	N° articolo C1	N° articolo C2	N° articolo C3	N° articolo C4	N° articolo D2	N° articolo D3	N° articolo D4	Prezzo
XSHTB4-D98-14	XSHTC1-D98-14	XSHTC2-D98-14	XSHTC3-D98-14	XSHTC4-D98-14	XSHTD2-D98-14	XSHTD3-D98-14	XSHTD4-D98-14	99,00 €
XSHTB4-D98-16	XSHTC1-D98-16	XSHTC2-D98-16	XSHTC3-D98-16	XSHTC4-D98-16	XSHTD2-D98-16	XSHTD3-D98-16	XSHTD4-D98-16	105,00 €
XSHTB4-D98-18	XSHTC1-D98-18	XSHTC2-D98-18	XSHTC3-D98-18	XSHTC4-D98-18	XSHTD2-D98-18	XSHTD3-D98-18	XSHTD4-D98-18	111,00 €
XSHTB4-D98-20	XSHTC1-D98-20	XSHTC2-D98-20	XSHTC3-D98-20	XSHTC4-D98-20	XSHTD2-D98-20	XSHTD3-D98-20	XSHTD4-D98-20	117,00 €
XSHTB4-D98-25	XSHTC1-D98-25	XSHTC2-D98-25	XSHTC3-D98-25	XSHTC4-D98-25	XSHTD2-D98-25	XSHTD3-D98-25	XSHTD4-D98-25	129,00 €

Zirconia multistrato super traslucente

CADtools SHT ML

Con cinque strati di colore armoniosamente coordinati SHT ML offre con le sue caratteristiche quel qualcosa in più.

Gli occhi del gatto leggermente appuntiti, considerati un simbolo di bellezza, possono mostrare qualsiasi sfumatura di colore dal verde, blu al giallo e al rosso.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
ZrO ₂ / HfO ₂	87,5 - 94,95 %	Densità	6,03 g / cm ³
Y ₂ O ₃	5,0 - 10,0 %	Resistenza alla flessione	1050 Mpa
Al ₂ O ₃	< 0,5 %	CET	9,91 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Fe ₂ O ₃ / Er ₂ O ₃	0,05 - 1,5 %	Durezza Vickers	1300 HV
Altri ossidi	< 0,5 %	Trasparenza	47 - 49 %



✓ Il vostro vantaggio:

- facile manipolazione e lavorazione
- stabilità affidabile
- risultati esigenti grazie a colori di base naturali
- gradiente cromatico estetico

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- ceramizzabile
- monolitico
- 16 colori
- trasparenza 47 - 49 %
- gradiente cromatico naturale

Dimensioni	N° articolo A1	N° articolo A2	N° articolo A3	N° articolo A3,5	N° articolo A4	N° articolo B1	N° articolo B2	N° articolo B3
98 x 14 mm	XSHT-MLA1-D98-14	XSHT-MLA2-D98-14	XSHT-MLA3-D98-14	XSHT-MLA3,5-D98-14	XSHT-MLA4-D98-14	XSHT-MLB1-D98-14	XSHT-MLB2-D98-14	XSHT-MLB3-D98-14
98 x 18 mm	XSHT-MLA1-D98-18	XSHT-MLA2-D98-18	XSHT-MLA3-D98-18	XSHT-MLA3,5-D98-18	XSHT-MLA4-D98-18	XSHT-MLB1-D98-18	XSHT-MLB2-D98-18	XSHT-MLB3-D98-18
98 x 20 mm	XSHT-MLA1-D98-20	XSHT-MLA2-D98-20	XSHT-MLA3-D98-20	XSHT-MLA3,5-D98-20	XSHT-MLA4-D98-20	XSHT-MLB1-D98-20	XSHT-MLB2-D98-20	XSHT-MLB3-D98-20
98 x 25 mm	XSHT-MLA1-D98-25	XSHT-MLA2-D98-25	XSHT-MLA3-D98-25	XSHT-MLA3,5-D98-25	XSHT-MLA4-D98-25	XSHT-MLB1-D98-25	XSHT-MLB2-D98-25	XSHT-MLB3-D98-25



N° articolo B4	N° articolo C1	N° articolo C2	N° articolo C3	N° articolo C4	N° articolo D2	N° articolo D3	N° articolo D4	Prezzo
XSHT-MLB4-D98-14	XSHT-MLC1-D98-14	XSHT-MLC2-D98-14	XSHT-MLC3-D98-14	XSHT-MLC4-D98-14	XSHTD2-D98-14	XSHT-MLD3-D98-14	XSHT-MLD4-D98-14	119,00 €
XSHT-MLB4-D98-18	XSHT-MLC1-D98-18	XSHT-MLC2-D98-18	XSHT-MLC3-D98-18	XSHT-MLC4-D98-18	XSHTD2-D98-18	XSHT-MLD3-D98-18	XSHT-MLD4-D98-18	135,00 €
XSHT-MLB4-D98-20	XSHT-MLC1-D98-20	XSHT-MLC2-D98-20	XSHT-MLC3-D98-20	XSHT-MLC4-D98-20	XSHTD2-D98-20	XSHT-MLD3-D98-20	XSHT-MLD4-D98-20	143,00 €
XSHT-MLB4-D98-25	XSHT-MLC1-D98-25	XSHT-MLC2-D98-25	XSHT-MLC3-D98-25	XSHT-MLC4-D98-25	XSHTD2-D98-25	XSHT-MLD3-D98-25	XSHT-MLD4-D98-25	159,00 €

Zirconia multistrato 3D ultra traslucente

CADtools 3D ML

Oltre alla ricchezza del colore, la zirconia multistrato 3D colpisce per le proprietà uniche del materiale. Combina sfumature di colore naturali con diversi gradi di durezza in un unico disco.

Contrariamente a quanto si crede i pesci pappagallo non prendono il nome dalle loro livree colorate, ma dalla forma dei loro denti, che ricorda il becco di un pappagallo.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
ZrO ₂ / HfO ₂	87,5 - 95,95 %	Densità	6,03 g / cm ³
Y ₂ O ₃	4,0 - 10,0 %	Resistenza alla flessione	750 - 1250 Mpa
Al ₂ O ₃	< 0,5 %	CET	10 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Fe ₂ O ₃ / Er ₂ O ₃	0,05 - 1,5 %	Durezza Vickers	1250 HV
Altri ossidi	< 0,5 %	Trasparenza	43 - 55 %


✓ Il vostro vantaggio:

- facile manipolazione e lavorazione
- stabilità affidabile
- minimo sforzo per il massimo risultato estetico
- area incisale più delicata con gli antagonisti

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- ceramizzabile
- monolitico
- 16 colori
- traslucenza 43 - 55 %
- gradiente cromatico naturale
- grado di durezza variabile

Dimensioni	N° articolo A1	N° articolo A2	N° articolo A3	N° articolo A3,5	N° articolo A4	N° articolo B1	N° articolo B2	N° articolo B3
98 x 14 mm	X3D-MLA1-D98-14	X3D-MLA2-D98-14	X3D-MLA3-D98-14	X3D-MLA3,5-D98-14	X3D-MLA4-D98-14	X3D-MLB1-D98-14	X3D-MLB2-D98-14	X3D-MLB3-D98-14
98 x 16 mm	X3D-MLA1-D98-16	X3D-MLA2-D98-16	X3D-MLA3-D98-16	X3D-MLA3,5-D98-16	X3D-MLA4-D98-16	X3D-MLB1-D98-16	X3D-MLB2-D98-16	X3D-MLB3-D98-16
98 x 18 mm	X3D-MLA1-D98-18	X3D-MLA2-D98-18	X3D-MLA3-D98-18	X3D-MLA3,5-D98-18	X3D-MLA4-D98-18	X3D-MLB1-D98-18	X3D-MLB2-D98-18	X3D-MLB3-D98-18
98 x 25 mm	X3D-MLA1-D98-25	X3D-MLA2-D98-25	X3D-MLA3-D98-25	X3D-MLA3,5-D98-25	X3D-MLA4-D98-25	X3D-MLB1-D98-25	X3D-MLB2-D98-25	X3D-MLB3-D98-25



N° articolo B4	N° articolo C1	N° articolo C2	N° articolo C3	N° articolo C4	N° articolo D2	N° articolo D3	N° articolo D4	Prezzo
X3D-MLB4-D98-14	X3D-MLC1-D98-14	X3D-MLC2-D98-14	X3D-MLC3-D98-14	X3D-MLC4-D98-14	X3D-MLD2-D98-14	X3D-MLD3-D98-14	X3D-MLD4-D98-14	159,00 €
X3D-MLB4-D98-16	X3D-MLC1-D98-16	X3D-MLC2-D98-16	X3D-MLC3-D98-16	X3D-MLC4-D98-16	X3D-MLD2-D98-16	X3D-MLD3-D98-16	X3D-MLD4-D98-16	169,00 €
X3D-MLB4-D98-18	X3D-MLC1-D98-18	X3D-MLC2-D98-18	X3D-MLC3-D98-18	X3D-MLC4-D98-18	X3D-MLD2-D98-18	X3D-MLD3-D98-18	X3D-MLD4-D98-18	179,00 €
X3D-MLB4-D98-25	X3D-MLC1-D98-25	X3D-MLC2-D98-25	X3D-MLC3-D98-25	X3D-MLC4-D98-25	X3D-MLD2-D98-25	X3D-MLD3-D98-25	X3D-MLD4-D98-25	209,00 €

Zirconia 3D ultratraslucente per colorazioni personalizzate

CADtools 3D White

3D White vi offre completa libertà per splendidi colori ed estetica. Inoltre, potete beneficiare dei diversi gradi di durezza all'interno dello stesso disco.

I diversi e meravigliosi colori della farfalla sono creati da microscopiche squame colorate, la cosiddetta polvere di farfalla.

Composizione chimica		Dati sui materiali	
ZrO ₂ / HfO ₂	89,0 - 96,0 %	Densità	6,04 g / cm ³
Y ₂ O ₃	4,0 - 10,0 %	Resistenza alla flessione	750 - 1250 Mpa
Al ₂ O ₃	< 0,5 %	CET	10 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Altri ossidi	< 0,5 %	Durezza Vickers	1250 HV
		Traslucenza	43 - 55 %


Dimensioni	N° articolo White	Prezzo
98 x 14 mm	X3D-WH-D98-14	159,00 €
98 x 16 mm	X3D-WH-D98-16	169,00 €
98 x 18 mm	X3D-WH-D98-18	179,00 €
98 x 25 mm	X3D-WH-D98-25	209,00 €

✓ Il vostro vantaggio:

- facile manipolazione e lavorazione
- stabilità affidabile
- massima personalizzazione
- area incisale più delicata con gli antagonisti

→ Indicazioni:

- fino a 16 elementi
- ceramizzabile
- monolitico
- infiltrazione personalizzata
- traslucenza 43 - 55 %
- grado di durezza variabile





Costi di spedizione e opzioni di pagamento

Costi di spedizione verso l'Italia

UPS Express - End of Day 18:00 h

Lu. - Ve.

Price

9,49 €

Spedizione gratuita

A partire da un valore d'ordine di 500 € (netto) la consegna con UPS Express - End of Day 18:00 h sarà gratuita.

Modalità di pagamento

Termine di pagamento (30 giorni, prezzo netto)

La nostra promessa per la vostra sicurezza

Servizio e garanzia



Soddisfazione garantita

La vostra soddisfazione al 100 % della qualità dei prodotti è la nostra promessa. In caso contrario, sostituiremo la merce o rimborseremo il prezzo di acquisto. In qualsiasi momento.



Garanzia di rimborso

Vi garantiamo condizioni eque e interessanti. Se entro 6 settimane dalla data di acquisto trovate altrove un prodotto identico più economico, vi rimborseremo la differenza.



Garanzia di 3 anni

Vi offriamo una sicurezza in più con la nostra garanzia di tre anni sulle proprietà dei materiali e sulla lavorazione.



Consegna rapida

Se ordinate entro le 14:00 h riceverete la merce il giorno lavorativo successivo (escluse le zone periferiche)



Servizio di sostituzione

Potete sostituire la merce non aperta e come nuova gratuitamente con un altro prodotto entro 24 mesi.

from technician to technician

CADtools GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg | Germany

Telefono: +39 0471 1660026
Lu. - Gi. 8:00 - 17:00 h
Ve. 8:00 - 16:00 h

E-mail: augsburg@cadtools.eu



www.cadtools.eu

Businesspartner of CADdent®