

Listino prezzi da file



LASERMELTING



FRESATO



STAMPA 3D



SERVIZI

Indice



LaserMelting 4 - 13

Cobalto-cromo (CoCr)	5 - 7
Titanio	7 - 8
Scheletrato	9
Struttura terziaria	10
Ortodonzia	11 - 13

Ripresa IBRIDA LaserMelting 14 - 17

Struttura secondaria	15
Lavori direttamente avvitati occlusalmente	16 - 17

Fresato 18 - 45

Zirconia multistrato	19
Zirkon 3D	20 - 23
Zirconia traslucente	24 - 25
Zirconia opaca	26 - 27
Disilicato di litio / ceramica feldspatica / composito	28 - 31
Polimero	32 - 34
Bite dentale	35 - 37
Cobalto-cromo (CoCr)	38
Titanio	39
Abutment	40 - 43
Cera	44

Stampa 3D 48 - 51

Modello / porta-impronta 49

Dima chirurgica 50

Casting 3D 51

Servizi 52 - 61

Servizi 53 - 55

Tempi di produzione 56 - 59

Spedizione 60

Modalità di pagamento / informazioni aggiuntive 61



CADdent®

CADdent® GmbH (sede operativa)

Max-Josef-Metzger-Str. 6

86157 Augsburg | Germany

CADdent® GmbH (sede legale)

Via Leonardo da Vinci 12

39100 Bolzano (BZ) | Italy

Assistenza al cliente

Telefono: +39 0471 1660026


Lu. - Gi. 8:00 - 18:00 h

Ve. 8:00 - 16:00 h

italia@caddent.it



LASERMELTING



Esperienza, Qualità e Precisione

Siamo tra i pionieri della fusione laser selettiva (Selective Laser Melting / SLM), un processo che noi chiamiamo semplicemente LaserMelting. Come fornitore leader, offriamo ai clienti in tutta Europa prodotti protesici di base fino a strutture

complesse in ortodonzia. Il nostro processo LaserMelting riproduce con esattezza in cobalto-cromo (CoCr), titanio o oro qualsiasi modellazione 3D creata digitalmente.



Basic Cobalto-cromo (CoCr) Dentaurum remanium® star



Indicazioni

- corona singola e corone splintate fino a 2 elementi anatomiche
- corona singola e corone splintate fino a 2 elementi da ceramizzare

Technische Details		Zusammensetzung in Prozent	
CET (25 - 500 °C):	14,1 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹	Co	60,5
Modulo di elasticità:	230.000 N / mm ²	Cr	28,0
Densità:	8,6 g / cm ³	W	9,0
Limite di elasticità:	620 MPa	Si	1,5
Resistenza alla flessione:	845 MPa	Mn, N, Nb, Fe	< 1,0
Allungamento alla rottura:	10,2 %		

Con supporti (Basic)



LaserMelting	file
	con supporti
per unità	6,49 €



Cobalto-cromo (CoCr) Dentaurum remanium® star



Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi anatomici
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Ricostruzione telescopica
- Sovrastuttura su impianti
- Barra

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	14,1 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Modulo di elasticità:	230.000 N / mm ²
Densità:	8,6 g / cm ³
Limite di elasticità:	620 MPa
Resistenza alla flessione:	845 MPa
Allungamento alla rottura:	10,2 %

Composizione in percentuale

Co	60,5
Cr	28,0
W	9,0
Si	1,5
Mn, N, Nb, Fe	< 1,0

Supporti
non rifinito



Supporti
rifinito

LaserMelting	file	
	rifinito	non rifinito
per unità	12,99 €	8,99 €
Ritenzioni ogni due unità	12,99 €	8,99 €
Attacchi ogni due unità	12,99 €	8,99 €
Servizi	file	
	rifinito	non rifinito
Standby ^{1,3}	-2,00 €	
OneDay ^{1,3}	-	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,3}	+0,99 €	
Sovrappeso ^{2,3}	+5,00 €	
Riparazione di file ^{1,3}	+5,00 €	
Rifinitura oclusale ³ (Supplemento con invio di file: per superfici oclusali, ghirlande, ecc.)	+7,50 €	-

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² Spiegazione a pagina 61

³ per unità



Opzioni di consegna



Con supporti (Basic)

Oltre allo strato aggiuntivo occlusale, anche le strutture di supporto rimangono sul vostro lavoro. Lasciamo a voi la fase di sabbiatura nel vostro laboratorio. I supporti possono essere facilmente rimossi con una pinza o uno strumento rotante. La maggior parte del valore aggiunto e dell'elaborazione individuale rimane nelle vostre mani.



Supporti non rifiniti

Lasciamo questo strato extra al lavoro, che dovrebbe essere levigato usando una fresa al carburo di tungsteno, se non si preferisce ricoprire in resina in laboratorio. Ricordate di non usare mai la stessa fresa per CoCr e titanio!



Supporti rifiniti

Lo strato extra viene rimosso da noi. Per non compromettere la vostra occlusione in caso di un design completamente anatomico, ci limiteremo a lucidare con cura le superfici occlusali. Raccomandiamo in ogni caso di rielaborarle.



Titanio

S&S Scheftner Starbond Ti5



Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi anatomici
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Ricostruzione telescopica
- Sovrastuttura su impianti
- Barra

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	$9,9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Modulo di elasticità:	115.000 MPa
Densità:	4,5 g / cm ³
Limite di elasticità:	950 MPa
Resistenza alla flessione:	1005 MPa
Allungamento alla rottura:	10 %

Composizione in percentuale

Ti	90,0
Al	6,0
V	4,0
N, C, H, Fe, O	< 1,0

Supporti
rifinito



Supporti
non rifinito

LaserMelting	file	
	rifinito	non rifinito
per unità	20,39 €	16,39 €
Ritenzioni ogni due unità	20,39 €	16,39 €
Attacchi ogni due unità	20,39 €	16,39 €
Servizi	file	
	rifinito	non rifinito
Standby ^{1,3}	-2,00 €	
OneDay ^{1,3}	-	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,3}	+0,99 €	
Sovrappeso ^{2,3}	+5,00 €	
Riparazione di file ^{1,3}	+5,00 €	
Rifinitura occlusale ³ (Supplemento con invio di file: per superfici occlusali, ghirlande, ecc.)	+7,50 €	-

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² Spiegazione a pagina 61

³ per unità



Cobalto-cromo (CoCr) / titanio Scheletrato



LaserMelting CoCr (remanium® star)	file			
	rifinito e lucidato	rifinito	rifinito e non sabbiato	non rifinito
Ganci inclusi	105,00 €	85,00 €	82,00 €	65,00 €
Base componente di riparazione	-	14,00 €	-	10,45 €
Componente di riparazione (per elemento in più)		7,20 €	-	5,40 €
Griglia di ritenzione		79,00 €	-	65,00 €
LaserMelting Titanio (Starbond Ti5)	file			
	rifinito e lucidato	rifinito	non rifinito	
Ganci inclusi	201,00 €	162,00 €	142,00 €	
Base componente di riparazione	-	20,85 €	17,30 €	
Componente di riparazione (per elemento in più)		11,30 €	9,50 €	
Griglia di ritenzione		156,00 €	142,00 €	
Servizi	Datensatz			
Servizio Express ¹	+34,00 €			
Assicurazione ex-gratia ¹	+9,99 €			
Assicurazione ex-gratia ¹ componente di riparazione	+4,99 €			
Sovrappeso ²	+5,00 €			

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² Spiegazione a pagina 61



Cobalto-cromo (CoCr) / titanio Sovrastruttura / Controbarra



LaserMelting CoCr (remanium® star)	file	
	rifinito	non rifinito
fino a 6 unità	57,25 €	42,72 €
a partire da 7 unità	114,50 €	85,50 €
Base componente di riparazione	14,00 €	10,45 €
Componente di riparazione (per elemento in più)	7,20 €	5,40 €
LaserMelting Titanio (Starbond Ti5)	file	
	rifinito	non rifinito
fino a 6 unità	89,25 €	74,75 €
a partire da 7 unità	178,50 €	149,50 €
Base componente di riparazione	20,85 €	17,30 €
Componente di riparazione (per elemento in più)	11,30 €	9,50 €
Servizi	file	
	rifinito	non rifinito
Servizio Espress ¹	+34,00 €	
Assicurazione ex-gratia ¹ fino a 6 unità	+4,99 €	
Assicurazione ex-gratia ¹ a partire da 7 unità	+9,99 €	
Sovrappeso ²	+5,00 €	
Rifinitura occlusale ³ (Supplemento file: per superficie anatomica, barra di supporto, ecc.)	+7,50 €	-

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² Spiegazione a pagina 61

³ per unità



Cobalto-cromo (CoCr) Ortodonzia



Indicazioni

- Cerniera di Herbst
- Espansore palatale
- Retainer
- Archetto sublinguale / transpalatale
- Apparatı ortodontici personalizzati su richiesta
- Banda

LaserMelting CoCr (remanium® star)	file		
	rifinito e lucidato	rifinito	non rifinito
Banda / braccio per unità	13,99 €	6,99 €	5,99 €
Elemento di fissaggio	49,98 €	29,99 €	19,99 €
Apparato / frame	93,98 €	73,99 €	49,00 €
Archetto linguale / barra transpalatale incl. 2 bande	84,98 €	64,99 €	39,99 €
Archetto linguale / barra transpalatale ogni banda aggiuntiva	13,99 €	6,99 €	5,99 €
Retainer	49,98 €	29,99 €	19,99 €
Altro	su richiesta		
Servizi Banda / braccio	file		
	rifinito e lucidato	rifinito	non rifinito
Standby ^{1,2}	-0,50 €		
OneDay ^{1,2}	-	-	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+0,49 €		
Servizi Elemento di fissaggio / retainer	file		
	rifinito e lucidato	rifinito	non rifinito
Standby ¹	-2,00 €		
OneDay ¹ (retainer)	-	-	+7,50 €
Servizio Express ¹	+20,00 €		
Assicurazione ex-gratia ¹	+1,99 €		
Servizi Apparato / frame / archetto linguale / barra transpalatale	file		
	rifinito e lucidato	rifinito	non rifinito
Standby ¹	-7,00 €		
Servizio Express ¹	+34,00 €		
Assicurazione ex-gratia ¹	+9,99 €		

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² Spiegazione a pagina 61

³ per unità



Cerniera di Herbst*



Retainer



Archetto linguale



Archetto transpalatale



Slider*



Espansore palatale



Banda



* Produciamo solo prodotti semilavorati. Avete ancora domande? Il nostro servizio clienti sarà lieto di assistervi!



Titanio Ortodonzia



Indicazioni

- Cerniera di Herbst
- Espansore palatale
- Retainer
- Archetto sublinguale / transpalatale
- Apparat ortodontici personalizzati su richiesta
- Banda

LaserMelting Titanio (Starbond Ti5)	file		
	rifinito e lucidato	rifinito	non rifinito
Banda / braccio per unità	15,99 €	8,99 €	7,99 €
Elemento di fissaggio	82,99 €	43,99 €	33,99 €
Apparato / frame	132,98 €	112,99 €	88,00 €
Archetto linguale / barra transpalatale incl. 2 bande	131,99 €	92,99 €	67,99 €
Archetto linguale / barra transpalatale ogni banda aggiuntiva	15,99 €	8,99 €	7,99 €
Retainer	82,99 €	43,99 €	33,99 €
Altro	su richiesta		
Servizi Banda / braccio	file		
	rifinito e lucidato	rifinito	non rifinito
Standby ^{1,2}	-0,50 €		
OneDay ^{1,2}	-	-	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+0,99 €		
Servizi Elemento di fissaggio / retainer	file		
	rifinito e lucidato	rifinito	non rifinito
Standby ¹	-2,00 €		
OneDay ¹ (retainer)	-	-	+7,50 €
Servizio Express ¹	+20,00 €		
Assicurazione ex-gratia ¹	+1,99 €		
Servizi Apparato / frame / archetto linguale / barra transpalatale	file		
	rifinito e lucidato	rifinito	non rifinito
Standby ¹	-7,00 €		
Servizio Express ¹	+34,00 €		
Assicurazione ex-gratia ¹	+9,99 €		

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² Spiegazione a pagina 61



LASERMELTING



FRESATO

Processo ibrido per la massima precisione

Combiniamo il potenziale della modellazione per LaserMelting con la precisione della tecnologia di fresatura. Questo ci permette di produrre con la massima accuratezza componenti sofisticati come telescopiche secondarie e barre implantari. Questa

combinazione consente di ottenere prodotti con un accoppiamento perfetto e un'eccellente qualità superficiale, personalizzati in base alle vostre esigenze e in tempi di consegna brevi.



Cobalto-cromo (CoCr) / titanio

Ripresa ibrida LaserMelting per strutture secondarie



i L'altezza massima per l'asse di inserzione verticale è di 15 mm.

- Per lavori estesi si consiglia uno spessore del connettore di almeno 7 mm².
- È necessario creare aree da riprendere in fresatura con un diametro di > 2,4 mm.
- Gli attacchi primari e secondari e le parti prefabbricate non vengono fresate.
- Gli attacchi e le legature Horix che richiedono rientranze all'interno delle aree fresabili non possono essere realizzati nella produzione ibrida.

Si prega di notare le nostre raccomandazioni sui parametri per Exocad e 3Shape.

LaserMelting CoCr (remanium® star)	file
	non rifinito
Prezzo base per unità	12,99 €
Ritenzione ogni due unità	12,99 €
Attacchi ogni due unità	12,99 €
Telescopica secondaria: ripresa per telescopica	29,49 €
Controbarra: ripresa per unità	29,49 €
LaserMelting Titanio (Starbond Ti5)	file
	non rifinito
Prezzo base per unità	19,39 €
Ritenzione ogni due unità	19,39 €
Attacchi ogni due unità	19,39 €
Telescopica secondaria: ripresa per telescopica	29,49 €
Controbarra: ripresa per unità	29,49 €



Cobalto-cromo (CoCr) / titanio

Ripresa ibrida LaserMelting Lavori direttamente avvitati occlusalmente

Indicazioni

- Ponti direttamente avvitati occlusalmente
- Barre
- All-on-4, all-on-6, ecc.

i I componenti saranno forniti senza supporti e non sabbiati (= con colori di ossidazione).



LaserMelting CoCr (remanium® star)	file
	non rifinito
per connessione implantare (vite esclusa)	74,50 €
Vite corrispondente	12,50 €
LaserMelting Titanio (Starbond Ti5)	file
	non rifinito
per connessione implantare (vite esclusa)	74,50 €
Vite corrispondente	12,50 €



Sistemi implantari disponibili	Diametro
CAMLOG®	3.3, 3.8, 4.3, 5.0/6.0
Dentsply Sirona® - Frialit 2	3.4, 3.8, 4.5, 5.5
Nobel Biocare® - Brånemark	3.5, 4.1, 5.1
Nobel Biocare® - Multi Unit	4.1/4.8, 6.0
Nobel Biocare® - NobelActive™	3.5, 4.3/5.0
Nobel Biocare® - NobelReplace®	3.5, 4.3, 5.0, 6.0
Straumann® - Bone Level	3.3, 4.1/4.8
Straumann® - synOcta®	4.8, 6.5
Zimmer Biomet 3i™ - Aussenhex (External)	3.4, 4.1, 5.0, 6.0
Zimmer Biomet 3i™ - Certain®	3.4, 4.1, 5.0, 6.0
Zimmer® Tapered Screw-Vent®	3.5, 4.5, 5.7

i L'altezza massima per l'asse di inserzione verticale è di 15 mm.

- Per lavori estesi si consiglia uno spessore del connettore di almeno 7 mm².
- È necessario creare aree da riprendere in fresatura con un diametro di > 2,4 mm.

Si prega di notare le nostre raccomandazioni sui parametri per Exocad e 3Shape.



FRESATO

Precisione dal centro di fresatura dentale

I sistemi multiasse, assistiti da CAD / CAM, privi di vibrazioni e ad alte prestazioni del nostro centro di fresaggio dentale raggiungono la massima precisione di riproduzione per una vasta gamma di prodotti.

Che si tratti di abutment personalizzati, corone singole, strutture a ponte o corone telescopiche, realizziamo anche i prodotti più complessi in tempi di consegna brevi.



Zirconia multistrato

FAB Zirconia ML



Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente o completamente anatomici con massimo 2 intermedi
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Abutment da incollaggio
- Lavoro telescopico e attacco
- Sovrastruttura su impianti

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	$9,91 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistenza alla flessione:	1050 MPa
Trasparenza:	49 %

Colore

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / tutti i colori Vita

i CADtools è ora MINDFAB:
nuovo nome, stessa qualità



Fresato	file
per unità	36,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
OneDay ^{1,2}	+7,50 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+2,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Zirconia 3D

FAB Zirconia 3D ML



Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente o completamente anatomici con massimo 2 intermedi
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Abutment da incollaggio
- Lavoro telescopico
- Sovrastruttura su impianti

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	$10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistenza alla flessione:	valore medio tipico ca. 1100 MPa
Trasparenza cervicale - incisale:	41 - 49 %

Colore

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, bianco / tutti i colori Vita



CADtools è ora MINDFAB: nuovo nome, stessa qualità

La parte del disco responsabile della stabilità si trova nell'area colorata della dentina. Poiché l'80 % dei connettori del ponte dovrebbe essere posizionato lì, a seconda della situazione, potrebbe esserci meno area incisale e quindi un risultato complessivo più scuro del restauro.

Il nostro consiglio: prendete in considerazione di selezionare una tonalità più chiara per lavori con una curva Spee pronunciata, connettori a livello del piano oclusale e restauri con un'altezza complessiva ridotta (fino a 8 mm).

Istruzioni per l'elaborazione: si sconsiglia l'uso della zirconia 3D per ponti avvitati oclusalmente.

Fresato	file
per unità	43,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+3,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Zirconia 3D

Ivoclar IPS e.max[®] ZirCAD Prime

Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente o completamente anatomici con massimo 2 intermedi
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Abutment da incollaggio
- Lavoro telescopico
- Sovrastruttura su impianti

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	$10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistenza alla flessione:	750 - 1250 MPa
Trasparenza cervicale - incisale:	41 - 49 %

Colore

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / tutti i colori Vita
BL1, BL2, BL3, BL4 / 4 tonalità bleach

i La parte del disco responsabile della stabilità si trova nell'area colorata della dentina. Poiché l'80 % dei connettori del ponte dovrebbe essere posizionato lì, a seconda della situazione, potrebbe esserci meno area incisale e quindi un risultato complessivo più scuro del restauro.

Il nostro consiglio: prendete in considerazione di selezionare una tonalità più chiara per lavori con una curva Spee pronunciata, connettori a livello del piano oclusale e restauri con un'altezza complessiva ridotta (fino a 8 mm).

Istruzioni per l'elaborazione: si sconsiglia l'uso della zirconia 3D per ponti avvitati oclusalmente.



Foto: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Fresato	file
per unità	46,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+3,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Zirconia 3D

Ivoclar IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic

Indicazioni

- Corone e ponti parzialmente/completamente anatomici fino a 3 elementi con un massimo di un elemento intermedio
- Corone e ponti ridotti fino a 3 elementi
- Lavoro telescopico

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	$10,4 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistenza alla flessione:	650 - 850 MPa
Trasparenza cervicale - incisale:	45 - 49 %

Colore

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / tutti i colori Vita
BL1, BL2, BL3, BL4 / 4 tonalità bleach



Foto: Ivoclar Vivadent AG,
Liechtenstein



Si raccomanda di posizionare la sezione trasversale minima del connettore specificata completamente nella zona dentinale del disco. La zona dentinale inizia 7 mm sotto la superficie superiore del disco.

Istruzioni per l'elaborazione: si sconsiglia l'uso della zirconia 3D per ponti avvitati occlusalmente.

Fresato	file
per unità	46,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+3,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Zirconia 3D

Katana™ Zirconia YML

Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente o completamente anatomici con massimo 2 intermedi
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Abutment da incollaggio
- Lavoro telescopico
- Sovrastruttura su impianti

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	$9,9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistenza alla flessione:	750 - 1100 MPa
Trasparenza cervicale - incisale:	45 - 49 %

Colore

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3



La parte del disco responsabile della stabilità si trova nell'area colorata della dentina. Poiché l'80 % dei connettori del ponte dovrebbe essere posizionato lì, a seconda della situazione, potrebbe esserci meno area incisale e quindi un risultato complessivo più scuro del restauro.



Il nostro consiglio: prendete in considerazione di selezionare una tonalità più chiara per lavori con una curva Spee pronunciata, connettori a livello del piano oclusale e restauri con un'altezza complessiva ridotta (fino a 8 mm).

Istruzioni per l'elaborazione: si sconsiglia l'uso della zirconia 3D per ponti avvitati oclusalmente.

Fresato	file
per unità	46,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+3,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Zirconia traslucente

FAB Zirconia ST



Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente o completamente anatomici con massimo 2 intermedi
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Abutment da incollaggio
- Lavoro telescopico e attacco
- Sovrastruttura su impianti

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	$10,5 \pm 0,5 * 10^{-6} K^{-1}$
Resistenza alla flessione:	1050 MPa
Traslucenza:	45 %

Colore

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / tutti i colori Vita



CADtools è ora MINDFAB: nuovo nome, stessa qualità

FAB Zirconia ST è un materiale per strutture ad alta intensità di colore. Per i restauri monolitici considerare una tonalità più chiara.



Fresato	file
per unità	20,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
OneDay ^{1,2}	+7,50 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+1,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Zirconia traslucente

Ivoclar IPS e.max[®] ZirCAD LT

Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente o completamente anatomici con massimo 2 intermedi
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Abutment da incollaggio
- Lavoro telescopico e attacco
- Sovrastruttura su impianti

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	10,5 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistenza alla flessione:	1200 MPa
Traslucenza:	41 %

Colore

BL, A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2, bianco



Foto: Ivoclar Vivadent AG,
Liechtenstein

Fresato	file
per unità	22,49 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
OneDay ^{1,2}	+7,50 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+1,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Zirconia opaca

FAB Zirconia OP



Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente anatomici con massimo 2 intermedi
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Abutment da incollaggio
- Lavoro telescopico e attacco
- Sovrastruttura su impianti

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	$10,5 \pm 0,5 * 10^{-6} K^{-1}$
Resistenza alla flessione:	1150 MPa
Traslucenza:	35 %

Colore

Dischi monocromatici in gruppi di colori

OP 0:	BL1, BL2, BL3, BL4
OP 1:	A1, A2, B1
OP 2:	B2, C1, D2
OP 3:	A3.5, A3, B3, B4, D3
OP 4:	A4, C2, C3, C4, D4



CADtools è ora MINDFAB:
nuovo nome, stessa qualità

Fresato	file
per unità	20,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
OneDay ^{1,2}	+7,50 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+1,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Zirconia opaca

Ivoclar IPS e.max[®] ZirCAD MO

Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente anatomici con massimo 2 intermedi
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Abutment da incollaggio
- Lavoro telescopico e attacco
- Sovrastruttura su impianti

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	10,5 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistenza alla flessione:	1150 MPa
Trasparenza:	35 %

Colore

Dischi monocromatici in gruppi di colori

MO 0:	BL1, BL2, BL3, BL4
MO 1:	A1, A2, B1
MO 2:	B2, C1, D2
MO 3:	A3.5, A3, B3, B4, D3
MO 4:	A4, C2, C3, C4, D4

Fresato	file
per unità	22,49 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
OneDay ^{1,2}	+7,50 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+1,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Disilicato di litio

Ivoclar IPS e.max[®] CAD HT / MT / LT

Indicazioni

- Corona e ponte fino a 3 elementi
- Corona parziale
- Inlay / Onlay
- Faccetta

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	10,1 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistenza alla flessione:	530 MPa
Temperatura di cristallizzazione:	860 °C

Colore

HT / LT (1 unità):	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, tutti i colori Vita
MT (1 unità):	A1, A2, A3, B1, BL2, BL3, BL4
LT (fino a 3 unità):	A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2



La consegna avviene nel colore bianco violaceo caratteristico del materiale. Il colore dentale diventa visibile solo dopo la cottura di cristallizzazione.



Fresato	file		
	HT	MT	LT
per unità	49,99 €	49,99 €	49,99 €
Ponte fino a 3 elementi ²	-	-	59,99 €
Servizi	file		
Con canale vite ^{1,2}		+5,00 €	
Standby ^{1,2}		-5,00 €	
OneDay ^{1,2}		+7,50 €	
Servizio Express ^{1,2}		+4,90 €	
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}		+3,99 €	

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Ceramica feldspatica VITA VITABLOCS® TriLuxe



Indicazioni

- Corona
- Corona parziale
- Inlay / Onlay
- Faccetta

Dati tecnici

CET (25 - 500 °C):	$9,4 * 10^{-6} K^{-1}$
Resistenza alla flessione:	$\pm 136 MPa$

Colore

1M2C (A1), 2M2C (A2), 3M2C (A3)



Fresato	file
per unità	50,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
OneDay ^{1,2}	+7,50 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+3,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Composito (bassa densità) VITA CAD-Temp® multiColor



Indicazioni

- Provvisorio fino a 36 mesi
- Corona e ponte fino a 16 elementi con massimo due intermedi
- Bite dentale

Dati tecnici

Resistenza alla flessione:	> 80 MPa
Modulo di elasticità:	2800 MPa
Contenuto di carica ceramica:	ca. 14 %

Colore

1M2T (A1), 2M2T (A2), 3M2T (A3)

Fresato	file
per unità	29,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-1,00 €
OneDay ^{1,2}	+7,50 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+0,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Composito (alta densità) VOCO Grandio disc multicolor



Indicazioni

- Corone singole
- Corone supportate da impianti
- Inlay/ onlay / faccette

Dati tecnici

Resistenza alla flessione:	>330 MPa (biassiale)
Modulo di elasticità:	18 GPa (simile alla dentina)
Contenuto di carica ceramica:	86 % in peso

Colore

A1, A2, A3, A3.5, B1, C2



La colorazione stratificata imita il gradiente di colore dei denti naturali.

Fresato	file
per unità	53,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-5,00 €
OneDay ^{1,2}	+7,50 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+3,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Polimero

FAB PMMA MO

Indicazioni

- Provvisorio fino a 36 mesi
- Corona e ponte fino a 16 elementi con massimo due intermedi
- Bite dentale

Dati tecnici

Densità:	1,17 g / cm ³
Resistenza alla flessione:	120 MPa
Assorbimento dell'acqua:	25 µg / mm
Modulo di elasticità:	2380 MPa
Contenuto di monomero residuo:	0,02 %

Colore

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / tutti i colori Vita



CADtools è ora MINDFAB:
nuovo nome, stessa qualità

Fresato	file
per unità	9,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-1,00 €
OneDay ^{1,2}	+4,90 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+0,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Polimero

FAB PMMA ML

Indicazioni

- Provvisorio fino a 36 mesi
- Corona e ponte fino a 16 elementi con massimo due intermedi
- Bite dentale

Dati tecnici

Densità:	1,17 g / cm ³
Resistenza alla flessione:	120 MPa
Assorbimento dell'acqua:	25 µg / mm
Modulo di elasticità:	2380 MPa

Colore

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / tutti i colori Vita



CADtools è ora MINDFAB:
nuovo nome, stessa qualità

Fresato	file
per unità	15,49 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-1,00 €
OneDay ^{1,2}	+4,90 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+0,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Polimero

Whitepeaks CopraPeek



Indicazioni

- Periodo d'uso illimitato
- Corona e pont fino a 16 elementi con massimo un intermedio
- Lavoro telescopico
- Sovrastruttura su impianti

Dati tecnici

Densità:	1,46 - 1,55 g / cm ³
Resistenza alla flessione:	≥ 85 MPa
Modulo di elasticità:	≥ 3000 MPa

Colore

Bianco / opaco - altri colori su richiesta



Fresato	file
per unità	36,99 €
Scheletrato incl. ganci	299,50 €
Gancio individuale	54,50 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-2,00 €
OneDay ^{1,2}	+7,50 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia scheletrato ¹	+29,99 €
Assicurazione ex-gratia gancio ¹	+4,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Bite dentale

FAB PMMA CL

Dati tecnici

Resistenza alla flessione:	> 120 MPa
Assorbimento dell'acqua:	< 25 µg / mm
Modulo di elasticità:	2380 MPa
Contenuto di monomero residuo:	0,02 %

Colore

Trasparente



CADtools è ora MINDFAB:
nuovo nome, stessa qualità



Fresato	file
Trasparente	49,99 €
Servizi	file
Standby ¹	-7,00 €
Servizio Express ¹	+20,00 €
Assicurazione ex-gratia ¹	+4,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55



Bite dentale (leggermente elastico) FAB Polyamide 12

Indicazioni

- **altamente resistente e biocompatibile**
- qualsiasi bite, compresi quelli per lo sbiancamento
- per forti bruxisti
- adatto a chi soffre di allergie, realizzato al 100 % in poliammide 12

Dati tecnici

Densità:	ca. 1,0 g / cm ³
Resistenza alla flessione:	60 MPa
Particolarità:	assenza di bisfenolo-A (BPA) assenza di monomero residuo assenza di plastificanti

Colore

trasparente



Fresato	file
trasparente	76,99 €
Servizi	file
Servizio Express ¹	+20,00 €
Assicurazione ex-gratia ¹	+4,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55



Bite dentale (termoelastico) FAB MSI FX



Indicazioni

- Bite dentali per bruxismo e per l'articolazione temporo-mandibolare estremamente confortevoli
- Paradenti
- Bite notturno

Dati tecnici

Densità:	ca. 1,1 g / cm ³
Resistenza alla flessione:	>20 MPa a temperatura ambiente / <20 MPa a temperatura orale.
Particolarità:	elevato comfort di utilizzo grazie alla flessibilità in funzione della temperatura e al memory effect, particolare resistenza alle placche grazie alla tecnologia MSI FX

Colore

trasparente bluastro



Fresato	file
trasparente bluastro	89,99 €
Servizi	file
Servizio Express ¹	+20,00 €
Assicurazione ex-gratia ¹	+7,00 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55



Cobalto-cromo (CoCr) FAB Cobalt-Chrome T4



Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente o completamente anatomici
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Sovrastruttura su impianti
- Ricostruzione telescopica
- Barra

Dati tecnici

CET (20 - 500 °C):	$14,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Modulo di elasticità:	210 GPa
Densità:	8,55 g / cm ³
Durezza Vickers:	275 HV 10/30
Resistenza alla flessione:	819 MPa
Limite elastico 0,2 %:	440 MPa

Zusammensetzung in Prozent

Co	61,65
Cr	27,75
W	8,45
Si	1,61
Mn	0,25
Fe	0,20
Senza carbonio	



CADtools è ora MINDFAB:
nuovo nome, stessa qualità

Fresato	file
per unità	28,99 €
Telescopica secondaria ¹	32,99 €
Ritenzione per unità	28,99 €
Attacco	28,99 €
Servizi	file
Standby ^{2,3}	-2,00 €
OneDay ^{2,3}	+7,50 €
Servizio Express ^{2,3}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{2,3}	+1,99 €

¹ NON si applica l'assicurazione ex-gratia

² Spiegazione alle pagine 53 - 55

³ per unità



Lega di titanio

FAB Titanium G5

Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi parzialmente o completamente anatomici
- Corona e ponte fino a 16 elementi da ceramizzare
- Sovrastruttura su impianti
- Ricostruzione telescopica
- Barra

Dati tecnici

CET (25 - 600 °C):	$10,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Modulo di elasticità:	114 GPa
Densità:	$4,4 \text{ g / cm}^3$
Durezza Vickers:	312 HV 10
Limite elastico 0,2 %:	880 MPa

Composizione in percentuale

Ti	90,0
Al	6,0
V	4,0
Fe	< 1,0



CADtools è ora MINDFAB:
nuovo nome, stessa qualità



Fresato	file
per unità	35,39 €
Telescopica secondaria ¹	39,39 €
Ritenzione per unità	35,39 €
Attacco	35,39 €
Servizi	file
Standby ^{2,3}	-2,00 €
OneDay ^{2,3}	+7,50 €
Servizio Espress ^{2,3}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{2,3}	+1,99 €

¹ NON si applica l'assicurazione ex-gratia

² Spiegazione alle pagine 53 - 55

³ per unità



Titanio / Cobalto-cromo (CoCr) Abutment personalizzati

Requisiti

- Scanner aperto 3Shape, Exocad o Dentalwings
- Modulo per abutment nel software del vostro scanner
- Librerie per abutment CADdent
- Scanbody e cacciavite CADdent (forniti da noi)
- Utilizzo esclusivo di analoghi nel modello originale


Fresato Titanio	file
Abutment personalizzato (incl. 1 vite)	67,50 €
Fresato CoCr	file
Abutment personalizzato (incl. 1 vite)	75,50 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-2,00 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+3,99 €
Accessori per abutment	file
Scanbody / cacciavite	65,00 €
Vite aggiuntiva	12,50 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Sistema implantare	Diametro	Personalizzato titanio fresato	Personalizzato CoCr fresato
CAMLOG®	3.3, 3.8, 4.3, 5.0/6.0	✓	—
Dentsply Sirona® - AstraTech OsseoSpeed® TX	3.5/4.0, 4.5/5.0	✓	✓
Dentsply Sirona® - Frialit 2	3.4, 3.8, 4.5, 5.5	✓	✓
Nobel Biocare® - Brånemark	3.5, 4.1, 5.1	✓	✓
Nobel Biocare® - Multi Unit	4.1/4.8, 6.0	✓	✓
Nobel Biocare® - NobelActive™	3.5, 4.3/5.0	✓	✓
Nobel Biocare® - NobelReplace®	3.5, 4.3, 5.0, 6.0	✓	✓
Straumann® - Bone Level	3.3, 4.1/4.8	✓	✓
Straumann® - synOcta®	4.8, 6.5	✓	✓
Zimmer Biomet 3i™ - Aussenhex (esterno)	3.4, 4.1, 5.0, 6.0	✓	✓
Zimmer Biomet 3i™ - Certain®	3.4, 4.1, 5.0, 6.0	✓	✓
Zimmer® Tapered Screw-Vent®	3.5, 4.5, 5.7	✓	✓






Titanio / Cobalto-cromo (CoCr) Originale Abutment personalizzati

Requisiti

- Scanner aperto 3Shape, Exocad o Dentalwings
- Modulo per abutment nel software del vostro scanner
- Libreria per abutment originale CAMLOG, CONELOG, iSy, Medentis ICX, Thommen e Zimmer sistemi
- Scanbody e cacciavite CADdent (forniti da noi)
- Utilizzo esclusivo di analoghi nel modello originale

Vantaggi

- Garanzia a vita del produttore (ad es. CAMLOG patient28LIFE)
- sistema di abutment originale
- estrema precisione di accoppiamento
- Medentis ICX: 2 viti in dotazione
- Zimmer TSV: con sistema brevettato Friction-Fit
- Con Biomet 3i Certain: con sistema brevettato SureSeal™





Sistema implantare	Diametro	Personalizzato titanio fresato	Personalizzato CoCr fresato	file
CAMLOG® (incl. una vite)	3.3, 3.8, 4.3, 5.0/6.0	✓	✓	109,00 €
CONELOG® (incl. una vite)	3.3, 3.8, 4.3, 5.0	✓	✓	109,00 €
iSy (incl. una vite)	3.8/4.4/5.0	✓	✓	109,00 €
Medentis ICX (incl. due viti)	ICX Standard	✓	✓	87,50 €
Thommen (incl. una vite)	3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0	✓	-	109,00 €
Zimmer Biomet 3i™ - Aussenhex External (incl. una vite)	3.5, 4.5, 5.7	✓	-	109,00 €
Zimmer Biomet 3i™ - Certain® (incl. una vite)	3.4, 4.1, 5.0, 6.0	✓	-	109,00 €
Zimmer® Tapered Screw-Vent® (incl. una vite)	4.1, 5.0, 6.0	✓	-	109,00 €
Servizi		file		
Standby ^{1,2}		-7,00 €		
OneDay ^{1,2}		+7,50 €		
Servizio Express ^{1,2}		+4,90 €		
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}		+9,99 €		
Accessori per abutment		file		
Scanbody / cacciavite		59,00 €		
Vite aggiuntiva		12,50 €		

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Cera FAB WAX XF

Indicazioni

- Corona e ponte fino a 16 elementi
- Qualsiasi restauro per la tecnica di fusione e pressatura
- Provini fino ad un'altezza massima di 20 mm

Dati tecnici

Densità: 0,92 g / cm³
Punto di gocciolamento: 111 °C

Colore

arancione



Fresato	file
Tecnica di fusione e pressione	9,99 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-1,00 €
OneDay ^{1,2}	+4,90 €
Servizio Express ^{1,2}	+4,90 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55

² per unità



Il vostro partner per una tecnologia di fresatura affidabile - con i materiali di MINDFAB

In qualità di specialisti esperti nella produzione CNC dentale, noi di CADdent ci affidiamo ai materiali collaudati di MINDFAB. Avete la possibilità di utilizzare i nostri servizi di produzione o, se fresate voi stessi, potete utilizzare direttamente i materiali MINDFAB CAD / CAM.

Indipendentemente dal percorso preferito: Con MINDFAB e CADdent potete contare su qualità e affidabilità in ogni fase del processo.

Scoprite di più!





STAMPA 3D

La nostra stampa 3D - un vantaggio in più per voi

Con i nostri impianti di produzione realizziamo le più complesse modellazioni in stampa 3D per l'odontotecnica. Le nostre attrezzature consentono una vasta gamma di materiali e di formati per

numerosi campi di applicazione, dal modello stampato ai cucchiaini d'impronta stampati fino al Casting 3D.



Resina

Modello / Porta-impronta



Indicazioni

- Processo di produzione meticoloso con una precisione al centesimo di millimetro
- Modello con monconi sfilabil
- Modello maestro
- Modello per impianti
- Modelli per ortodonzia
- Modello per allineatore / bite dentale



Stampa 3D Modello per protesi ¹	file
Emiarcata	11,99 €
Modello senza base	14,99 €
Modello con base	19,99 €
Mascherina gengivale per unità	6,90 €
Moncone sfilabile per unità	1,90 €
Stampa 3D Modello per ortodonzia ¹	file
Emiarcata	10,99 €
Modello senza base	13,99 €
Modello con base	18,99 €
Stampa 3D Porta-impronta	file
Porta-impronta personalizzato	16,99 €
Servizi	file
Standby ²	-1,00 €
Servizio Express ²	+4,90 €

¹ Prezzi per arcata, modelli segati o non segati

² Spiegazione alle pagine 53 - 55



Polimero Dima chirurgica

Colore

Transparente



Stampa 3D	file
Dima chirurgica stampata	69,99 €
Sleeve per unità	39,99 €



Polimero Casting 3D



Stampa 3D	file
per unità	6,90 €
Servizi	file
Standby ^{1,2}	-2,00 €
Assicurazione ex-gratia ^{1,2}	+0,49 €
OneDay ^{1,2}	+4,90 €



Stampa 3D Scheletrato	file
Ganci inclusi	49,90 €
Base componente di riparazione	6,10 €
Componente di riparazione (per elemento in più)	3,20 €
Stampa 3D Struttura terziaria	file
fino a 6 unità	24,95 €
a partire da 7 unità	49,90 €
Base componente di riparazione	6,10 €
Componente di riparazione (per elemento in più)	3,20 €
Servizi	file
Servizio Express ¹	+20,00 €
Assicurazione ex-gratia ¹	+3,99 €

¹ Spiegazione alle pagine 53 - 55



SERVICE



Filosofia orientata al cliente

La nostra attenzione è sempre rivolta al cliente. Ci consideriamo un partner a lungo termine per tutti i protagonisti del mondo odontotecnico e per questo adattiamo il nostro servizio al 100% alle vostre esigenze. L'odontotecnica è un campo professionale che vive di soluzioni individuali e personalizzate. Nessuna dentatura è come un'altra, ogni dentista ha

le sue idee e ogni odontotecnico ha la sua firma che definisce la qualità del laboratorio. L'orientamento al cliente è quindi il nostro motore; la soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità. La nostra missione quotidiana è lavorare sulla qualità dei nostri prodotti e servizi.



Servizi

Standby	Requisiti
Standby vuol dire che voi beneficiate di un prezzo economico imbattibile e ci lasciate un giorno lavorativo aggiuntivo di tempo per la produzione.	• per tutti i materiali (eccetto la produzione IBRIDA) • solo per ordini con invio di file, scansione intraorale o scansione di modello • Importante: la spedizione del lavoro ha luogo dal lunedì al venerdì. Di sabato non c'è spedizione Standby.
OneDay	Requisiti
Selezionando questa opzione il vostro ordine verrà inviato lo stesso giorno, se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:	LaserMelting (cobalto-cromo (CoCr) / titanio) non ri inito • Corona singola / ponte / barra • ricezione del file Lu - Ve entro le ore 09:00 Fresato (cobalto-cromo (CoCr) / titanio) • Corona singola / ponte fino a 5 elementi / telescopica secondaria (non su impianto) • ricezione del file Lu - Ve entro le ore 12:00 Fresato (zirconia traslucida Ivoclar + MO / Katana YML / FAB Zirconia MO + ST + ML / disilicato di litio / ceramica feldspatica / composito per tutti i materiali) • Corona singola / ponte fino a 3 elementi • ricezione del file Lu - Ve entro le ore 09:00 Fresato (VOCO Multicolor) • Corona singola • ricezione del file Lu - Ve entro le ore 12:00 Fresato (FAB PMMA MO + ML / Vita CAD-Temp multicolor / FAB MSI FX) • Corona singola / ponte fino a 16 elementi • ricezione del file Lu - Ve entro le ore 09:00 Stampa 3D (Casting 3D) • Corona singola / ponte fino a 16 elementi • ricezione del file Lu - Ve entro le ore 09:00 Abutment personalizzati • Originale • ricezione del file Lu - Ve entro le ore 12:00



Servizi

Servizio Express LaserMelting / Fresato / Stampa 3D

Per ordini urgenti ricevuti dopo l'orario limite di accettazione dei file, ma da produrre immediatamente. È necessaria, tuttavia, una previa consultazione telefonica per accertare la disponibilità.

Riparazione di file

Su richiesta, quando, ad esempio, le strutture per la produzione in LaserMelting o in stampa 3D non sono ottimizzate.

Servizio di scansione / modellazione

Sulla base del modello inviato, di cui eseguiamo la scansione per voi, o sulla base dei dati di scansione trasmessi (scansione intraorale o scansione del modello), i nostri esperti CAD creano il design desiderato e lo implementano nel materiale corrispondente.

Aiutateci anche voi!

Aiutaci a proteggere l'ambiente e rispeditisci gli astucci di plastica grigi per il riciclaggio! Ti ringrazieremo per l'impegno e le spese di spedizione con una nota di credito di 0,20 € per ogni scatolina restituita.





Servizi

Assicurazione ex-gratia	Requisiti
Assicurate il vostro lavoro contro errori di impronta e inconvenienti con questo pacchetto completo: in caso di danni, produrremo nuovamente la struttura interessata. L'assicurazione ex-gratia si applica ai seguenti casi: - errore di impronta del vostro dentista - errore nella modellazione - scelta errata del colore - danno accidentale in laboratorio, ecc.	• solo per ordini con invio di file • la modellazione corrisponde alle indicazioni • si commissiona la ripetizione del lavoro • il lavoro ripetuto viene ordinato nello stesso materiale • la notifica del caso avviene entro un anno, per i bite dentali entro un mese • il lavoro in questione ci viene restituito La nota di credito verrà emessa non appena avremo il lavoro danneggiato presso il nostro centro. Sono esclusi errori di consegna da parte di fornitori di servizi di spedizione e servizi speciali che sono stati ordinati ed eseguiti senza garanzia. I rimborsi tramite l'assicurazione ex gratia sono possibili fino ad un massimo del 3,5 % del volume di vendite nette totali (vendite sulla base di invio di file per il rispettivo anno d'esercizio).



Avete bisogno di campioni per test di allergia e sul materiale? Chiamateci! Saremo lieti di aiutarvi.



Tempi di produzione / Orario limite per i file

LaserMelting CoCr / titanio ⁴	Orario limite per file			Spedizione ²
	Lu. - Gi.	Ve.	Sa. ¹	
Corona / ponte / etc.	18:00 h	16:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Corona / ponte / etc. Formato Degudent / Sirona / Etkon	17:00 h	15:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Scheletrato / struttura terziaria L'accettazione del file dipende dalla capacità di produzione. Nota: raggiunta questa, i tempi di consegna saranno più lunghi.	13:00 h	13:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Banda / braccio (ortodonzia) (rifinito, non rifinito)	18:00 h	16:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Banda / braccio (ortodonzia) (rifinito e lucidato)	18:00 h	16:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Elemento di fissaggio / apparato / frame / archetto linguale / barra transpalatale / retainer L'accettazione del file dipende dalla capacità di produzione. Nota: raggiunta questa, i tempi di consegna saranno più lunghi.	13:00 h	13:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Servizi	Spedizione ²			
Standby ³	un giorno lavorativo in più			
OneDay ³	lo stesso giorno lavorativo			
Servizio Express ³ LaserMelting (scheletrato / sovrastruttura / controbarra)	il giorno successivo			
Lasermelting / Fresato Produzione IBRIDA ⁴	Orario limite per file			Spedizione ²
	Lu. - Gi.	Ve.	Sa. ¹	
Telescopica secondaria	13:00 h	13:00 h	-	dopo due giorni
Lavori direttamente avvitati occlusalmente	13:00 h	13:00 h	-	dopo due giorni

¹ Possono essere prodotti solo file STL senza errori, poiché non è disponibile alcun supporto tecnico telefonico.

² Tempi di consegna standard, eccetto nei periodi di punta. In questo caso la spedizione potrebbe subire un ritardo.

³ Fare riferimento alla rispettiva pagina del prodotto per verificare se il rispettivo servizio è disponibile come opzione.

⁴ Nessuna produzione il sabato.



Tempi di produzione / Orario limite per i file

Fresato CoCr / titanio	Orario limite per file			Spedizione ²
	Lu. - Gi.	Ve.	Sa. ¹	
Corona / ponte / etc. fino a 5 unità	16:00 h	14:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Corona / ponte / etc. a partire da 6 unità e in periodi di punta	16:00 h	14:00 h		dopo due giorni
Abutment personalizzati / lavori supportati da impianto	14:00 h	14:00 h	-	il giorno successivo
Fresato Zirconia	Orario limite per file			Spedizione ²
	Lu. - Gi.	Ve.	Sa. ¹	
Corona / ponte / etc. fino a 5 unità	16:00 h	14:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Corona / ponte / etc. a partire da 6 unità e in periodi di punta	16:00 h	14:00 h	11:00 h	dopo due giorni
Fresato Disilicato di litio / ceramica feldspatica / composito	Orario limite per file			Spedizione ²
	Lu. - Gi.	Ve.	Sa. ¹	
Corona / ponte / etc.	16:00 h	14:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Fresato Polimero / cera	Orario limite per file			Spedizione ²
	Lu. - Gi.	Ve.	Sa. ¹	
Corona / ponte / etc.	16:00 h	14:00 h	11:00 h	il giorno successivo
Scheletrato PEEK	16:00 h	15:00 h	11:00 h	dopo due giorni
Bite dentale	16:00 h	14:00 h	11:00 h	dopo due giorni
Servizi	Spedizione ²			
Standby ³	un giorno lavorativo in più			
OneDay ³	lo stesso giorno lavorativo			
Servizio Express ³ fresato	il giorno successivo			

¹ Possono essere prodotti solo file STL senza errori, poiché non è disponibile alcun supporto tecnico telefonico.

² Tempi di consegna standard, eccetto nei periodi di punta. In questo caso la spedizione potrebbe subire un ritardo.

³ Fare riferimento alla rispettiva pagina del prodotto per verificare se il rispettivo servizio è disponibile come opzione.



Tempi di produzione / Orario limite per i file

Stampa 3D	Orario limite per file			Spedizione ²
	Lu. - Gi.	Ve.	Sa. ¹	
Modelli / Porta-impronta	14:00 h	14:00 h	-	il giorno successivo
Modello di impianti	14:00 h	14:00 h	-	il giorno successivo
Dima chirurgica	14:00 h	14:00 h	-	il giorno successivo
Stampa 3D Casting 3D	Orario limite per file			Spedizione ²
	Lu. - Gi.	Ve.	Sa. ¹	
Corona / ponte / etc.	14:00 h	14:00 h	-	il giorno successivo
Scheletrato / Sovrastruttura / Controbarra	14:00 h	14:00 h	-	il giorno successivo
Servizi	Spedizione ²			
Standby ³	un giorno lavorativo in più			
Servizio Express ³ Stampa 3D	il giorno successivo			

¹ Possono essere prodotti solo file STL senza errori, poiché non è disponibile alcun supporto tecnico telefonico.

² Tempi di consegna standard, eccetto nei periodi di punta. In questo caso la spedizione potrebbe subire un ritardo.

³ Fare riferimento alla rispettiva pagina del prodotto per verificare se il rispettivo servizio è disponibile come opzione.

Diagramma dei tempi di produzione

Ordine in uscita lo stesso giorno lavorativo con OneDay



Continua a pagina 59




Continuazione di pagina 58


Ordine in uscita il giorno lavorativo successivo




Ordine in uscita con produzione di un giorno + Standby



Ordine in uscita con produzione di due giorni



Ordine in uscita con produzione di due giorni + Standby



* Nessuna spedizione Standby il sabato



Spedizione

Spedizione verso l'Italia	consegna	file
DHL Express - End of Day ca. 18:00 h	Lu. - Ve.	6,99 €
DHL Express - 13:00 h ¹	Lu. - Ve.	7,99 €
DHL Consegna il sabato	Sa.	15,99 €

¹ Opzione disponibile solo in alcune aree del territorio nazionale. Contattate il nostro team di assistenza al cliente per verificare se l'opzione è disponibile nel vostro comune.



Modalità di pagamento / Informazioni aggiuntive

Modalità di pagamento

Termine di pagamento per metallo prezioso:

5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di spedizione, esclusivamente tramite mandato di addebito diretto SEPA. Per ordini in metallo prezioso non sono concessi sconti o prezzi speciali sulla quantità, né rientrano nel conteggio sul volume di fatturato mensile.

Termine di pagamento (valido per tutti i lavori, esclusi quelli in metallo prezioso):
30 giorni, importo netto della fattura.

Nel caso in cui sia concesso un addebito diretto (RID / SEPA), verrà garantito uno sconto del 2 % sull'importo totale della fattura. L'addebito avviene il giorno 30 del mese successivo.

A partire da un fatturato mensile netto di 4.000,00 € si applica uno sconto per volume del 5 %. Sono esclusi buoni sconto, LaserFlat e prepagati.

Sovrappeso

In caso di sovrappeso in processo LaserMelting si calcola un supplemento per ogni grammo aggiuntivo di materiale.

Requisito

- per unità oltre 2 g (> 230 mm³)
- scheletrato /struttura terziaria oltre 20 g (> 2300 mm³)

CADdent® GmbH (sede operativa)
Max-Josef-Metzger-Str. 6 | 86157 Augsburg | Germany

CADdent® S.r.l. (sede legale)
Via Leonardo da Vinci 12 | 39100 Bolzano (BZ) | Italy

Telefono: +39 0471 1660026
E-mail: italia@caddent.it

da tecnico a tecnico

W W W . C A D D E N T . I T