

3M ESPE Lava™ Ultimate Resin Nano Keramik

Information:

- Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Hervorragende Fleckenbeständigkeit
- Brillante und langlebige Politur
- Keine Abplatzungen (chipping)
- 3M ESPE bietet Garantie von 10 Jahren
- Restaurationsmaterial ist die innovative Resin-Nanokeramik-Technologie
- Besteht zu fast 80 % aus Nanokeramik-Komponenten (gebundene Zirkonoxid- und Silizium-Nanopartikel), die in eine hochvernetzte polymere Matrix eingebunden sind
- Resine sind Extraktstoffe aus dehydrierten Naturharzen
- Parametereinstellung wie für e.max Material
- antagonistenfremdlich

Indikation:

- Onlay
- Inlay
- Veneer



Typische Eigenschaften

Lava Ultimate

Biegefestigkeit

200 MPa

Tragedauer

Permanenter Zahnersatz

Zusammensetzung

80 % aus Nanokeramik-Komponenten
in eine hochvernetzte polymere Matrix eingebunden sind

Farben

Lava Ultimate HT (high transpa)	A1; A2; A3; B1
Lava Ultimate LT (low Transpa)	Bleach; A1; A2; A3; A3,5; B1; C2; D2;

Eingesendeter Datensatz

Onlay, Inlay, Veneer	52,50 €
----------------------	---------

Eingesendetes Modell (Aufgepasst, NICHT ausgearbeitet)

Onlay, Inlay, Veneer	84,50 €
Mehraufwand vollanatomische Gestaltung je Glied	16,50 €

Versandfertig

Datensatzeingang e.max / TriLuxe Montag – Samstag bis 10:00 Uhr	Nächster Werktag
--	------------------

Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr CADdent-Team

*Preis gültig je EH und zuzüglich 7% MwSt. + Versand



Besuchen Sie uns auf unserer [Facebook-Seite!](#)