

Kunststoff

# CADdent Bohrschablone

Die Digitalisierung im Bereich der Implantologie erlaubt eine exakte Planung der Implantatposition und vermindert somit das Risiko für Implantologen und Patienten. Der Zahnersatz kann bereits im Vorfeld festgelegt werden.

**Indikation**

- gut geeignet für transparente Objekte
- steif und strapazierfähig
- gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

**Parameter**

Offset:	0,13
Wandungstärke:	3,00
Ränder auslaufend:	0,6

**Farben**

Transparent (leicht gelblich nach dem Druck, hell transparent nach 2 - 4 Stunden Tageslichtlampe)


3D-Druck	Datensatz	Modell	Intraoral- & Modellscan
Gedruckte Bohrschablone	67,50 €	-	-
Einbringhilfe	38,00 €	kein Mehraufwand	
Gedruckte Bohrschablone + Planung + 1 Standard Monohülse (für 1 Implantat)	299,00 €		
CADdent Bundle <sup>1</sup>	548,08 €		

<sup>1</sup> Roh, nicht ausgearbeitet

**i** Kosten aller einzelnen Teile in Summe 595,48 €.

Im CADdent Bundle sparen Sie 47,40 €. Das entspricht dem Wert der provisorischen Krone.

Unser Kundenservice ist von Mo. bis Di. 08:00 - 18:00 Uhr und Fr. 08:00 - 16:00 Uhr für Sie erreichbar und berät Sie gerne.



## CADdent Bundle

**Bohrschablone**

- Als Minimumplanungszeit pro Fall werden 4 Minuten angesetzt, zuzüglich der Zeiten zur Erstellung der Dokumentation.
- Angefangene Planungen und Datenkonvertierungen werden spätestens nach 8 Wochen berechnet und die angelieferten Unterlagen der Praxis in diesem Zustand an die Praxen zurückgesendet.
- Für Planungen/Bohrschablonen bei denen keine 5 Werktage zur Verfügung stehen, wird ein Eilzuschlag von mindestens 35,00 € berechnet.
- Titanbasen sind ausschliesslich im CADdent Bundle erhältlich.

**Bei vereinbarten Onlineplanungen**

- Bitte halten Sie die für Sie eingeplanten Zeiten ein.
- Änderungen oder Absagen sind mindestens 4 Stunden vor Terminbeginn mitzuteilen, um eine Berechnung von „no show Kosten“ in Höhe von 15,00 € an Sie zu vermeiden.